



## Sekusept® MultiEnzyme P

### ZUR VORREINIGUNG MEDIZINISCHER INSTRUMENTE

- ▲ Hohe Anwenderfreundlichkeit
- ▲ Maximale Materialverträglichkeit
- ▲ RKI-konforme, nicht fixierende Vorreinigung



# Sekusept® MultiEnzyme P

ZUR MANUELLEN VORREINIGUNG MEDIZINISCHER INSTRUMENTE

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Innovative Kombination aus vier Enzymen mit leistungsstarken Tensiden	Starke, selbsttätige Reinigung. Reduziert den Vor- und Nachreinigungsaufwand. RKI-konforme Vorreinigung.
Umfassende Materialverträglichkeit	Geeignet für die Vorreinigung von thermolabilen und thermostabilen medizinischen Instrumenten und flexiblen Endoskopen
Schaumarm	Gute Sichtbarkeit der Instrumente bei Verwendung in Instrumentenwanne und Ultraschallbad
2 L Flaschen mit Sichtfenster	Optimale Füllstandskontrolle und sichere Dosierung
6 L Kanister	Wirtschaftliche Variante für die Dosierung mittels Dosiergerät z. B. DG1, DG3
Transparent-blaue Einfärbung	Sichtbare Reinigungslösung bei guter Erkennbarkeit der Instrumente
Frischeduft	Angenehme Anwendung, ohne deklarationspflichtige Duftstoffkomponenten

Chemisch-physikalische Daten		
Dichte	20 °C	1,06 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 6,4
pH-Wert* (1-2 %-ige Lösung)	20 °C	ca. 6-7

\*pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.



Reinigung von Medizinprodukten



## EINSATZBEREICHE

Enzymatischer Reiniger für die Vorreinigung von thermostabilen und thermolabilen, medizinischen Instrumenten inkl. flexibler Endoskope. Auch für die Verwendung im Ultraschallbad geeignet.

## ANWENDUNGSHINWEISE

In Abhängigkeit von Verschmutzungsart und dem Grad der Anschmutzung eine 0,5 bis 2,0 %ige Anwendungslösung ansetzen (5-20 ml pro Liter Wasser). Instrumentarium in die Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit je nach Verschmutzungsgrad (min. 5 - 15 Minuten). Instrumente vor weiterer maschineller / manueller Aufbereitung abspülen. Keine Unverträglichkeiten mit anderen Wirkstoffen bei geringer Verschleppung von Reinigungslösung.

Bitte beachten Sie die Angaben der Instrumentenhersteller. Nur für den professionellen Gebrauch.

## ZUSAMMENSETZUNG

Proteasen, Amylase, Lipase, Tenside, Korrosionsinhibitoren, Lösemittel, Hilfsstoffe, Emulgatoren, Parfüm.

## GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Sekusept® MultiEnzyme P 30 466 50  
Griffflasche mit Messbecher 4 x 2 L

Sekusept® MultiEnzyme P 30 466 70  
Kunststoffkanister 6 L

Worldwide Headquarters  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

Regional Office  
Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Phone +49 (0) 2173-599-0  
[www.ecolabhealthcare.de](http://www.ecolabhealthcare.de)

