



Suprasorb® P sensitive non-border, tracheo non-border

Silikon-Schaumverband
Pansement hydrocellulaire siliconé
Silicone Foam Dressing
Aposito de espuma y silicona
Ligadura esponjosa de silicone
Medicazione in schiuma di silicone
Siliconen schuimverband
Silikone-skumforbinding
Silikon-skumbandasje
Silikonivaahotosidos
Silikonový penový obväz
Silikónový penový obväz
Szilikon habkötés
Opatrunek z pianki
Obloga iz silikonske pene
Povoj sa silikonom pjenom
Απορροές σιλικονούχο επίθεμα
Silikonlu köpük yara örtüsü
ضمادة السيليكون الإسفنجية

Indikationen
• Dekubitus
• Bein- und Fußulzera
• traumatische Wunden
• Hautrisse
Suprasorb® P sensitive tracheo non-border kann zur Abdeckung von Hautarealen um Trachealkanülen und andere Drainagen verwendet werden.

Kontraindikationen
Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten

Anwendungshinweise
Kann unter Aufsicht von Fachpersonal von Laien angelegt werden. Das Produkt kann unter Kompressionsverbänden verwendet werden.

- Vorbereiten der Wunde
Die Wunde nach den bestehenden klinischen Standards reinigen. Die Wundumgebungshaut gründlich trocknen.
- Anlegen des Wundverbandes
a. Die Größe des Verbandes richtet sich nach der Größe der Wunde. Das Wundkissen sollte die trockene Wundumgebungshaut um mindestens 1–2 cm überlappen.
- Die erste Schutzfolie entfernen und die haftende Seite auf die Wunde aufbringen.
- Die übrigen(n) Schutzfolie(n) entfernen und den Verband auf der Haut glatt streichen. Den Verband nicht auseinanderziehen. Die beschützende Seite bei tiefen Wunden ggf. eine Tamponade als Primärverband (z. B. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liqueal).
- Verbandwechsel
Der Verband kann abhängig vom Wundzustand und Exsudationsgrad mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.

Anwendungshinweise für Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:
1. Die Haut um den Tracheostomietubus nach den üblichen Verfahren reinigen und abtrocknen.
2. Bei Bedarf kann der Verband zugeschnitten werden.
3. Die Schutzfolie von der Oberseite (Seite mit dem Schlitz) entfernen und die haftende Seite des Verbandes um den Stoma- bzw. Tracheostomietubus anbringen.
4. Die zweite Schutzfolie entfernen und Verband glatt streichen. Leicht andrücken.
5. Falls erforderlich, kann der Verband neu positioniert werden.

Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd., Dongjiang Hi-Tech Industry Park,
516005, Huizhou, P.R.China

EC REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westernlandstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise
• Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.
• Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist.
• Den Suprasorb® P sensitive Silikon-Schaumverband nicht zusammen mit oxidierenden Wirkstoffen wie Hypochloritlösungen oder Wasserstoffperoxid anwenden.
• Bei Auftreten einer Rötung oder Sensibilisierung die Anwendung abbrechen und die geeignete Behandlung mit einem Arzt abklären.
• Bei empfindlichen Patientengruppen, wie Säuglingen und Kindern, sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine vorsichtige Anwendung angeraten, da hierzu keine Daten vorliegen.

Anmerkung
Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Lagerung und Entsorgung
1. Im angegebenen Temperaturbereich sauber und trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
2. Die Entsorgung sollte gemäß den lokalen Umweltvorschriften erfolgen.

Zweckbestimmung
Der Suprasorb® P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt sich um

de Gebrauchsanweisung
Produktbeschreibung
Suprasorb® P sensitive non-border besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum und einer Trägerschicht. Der dreischichtige Aufbau ermöglicht ein dynamisches Flüssigkeitsmanagement für ein optimales feuchtes Wundmilieu, was zu einem schnelleren Wundverschluss führt und dazu beitragen kann, das Mazerationsrisiko zu verringern. Die weiche Silikonsschicht kann angeheben und neu positioniert werden, ohne ihre Haftfähigkeit zu verlieren. Außerdem können mithilfe dieser Schicht die Schmerzen des Patienten sowie das Trauma für die Wunde und die Wundumgebungshaut beim Verbandwechsel minimiert werden. Die Polyurethan-Schaumschicht sorgt für eine hervorragende Absorption und schließt Exsudat ein.

Produktzusammensetzung
Silikon, Polyurethan

Zweckbestimmung
Der Suprasorb® P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt sich um

fr Mode d'emploi
Description du produit
Suprasorb® P sensitive non-border se compose d'une couche de contact avec la plaie en silicone, d'une mousse de polyuréthane absorbante et d'un film externe protecteur. Cette construction triple couche permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement humide optimal pour les plaies favorisant une cicatrisation plus rapide et contribuent à réduire le risque de macération. La couche douce en silicone peut être soulevée puis repositionnée sans perte d'adhérence. Cette couche peut aussi minimiser la douleur chez les patients, ainsi que les traumatismes au niveau des plaies et de la peau environnante pendant les changements de pansement. La couche en mousse de polyuréthane favorise une absorption supérieure et permet d'éloigner les exsudats.

Kontraindikationen
Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten

Anwendungshinweise
Kann unter Aufsicht von Fachpersonal von Laien angelegt werden. Das Produkt kann unter Kompressionsverbänden verwendet werden.

- Vorbereiten der Wunde
Die Wunde nach den bestehenden klinischen Standards reinigen. Die Wundumgebungshaut gründlich trocknen.
- Anlegen des Wundverbandes
a. Die Größe des Verbandes richtet sich nach der Größe der Wunde. Das Wundkissen sollte die trockene Wundumgebungshaut um mindestens 1–2 cm überlappen.
- Die erste Schutzfolie entfernen und die haftende Seite auf die Wunde aufbringen.
- Die übrigen(n) Schutzfolie(n) entfernen und den Verband auf der Haut glatt streichen. Den Verband nicht auseinanderziehen. Die beschützende Seite bei tiefen Wunden ggf. eine Tamponade als Primärverband (z. B. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liqueal).
- Verbandwechsel
Der Verband kann abhängig vom Wundzustand und Exsudationsgrad mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.

Anwendungshinweise für Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:
1. Die Haut um den Tracheostomietubus nach den üblichen Verfahren reinigen und abtrocknen.
2. Bei Bedarf kann der Verband zugeschnitten werden.
3. Die Schutzfolie von der Oberseite (Seite mit dem Schlitz) entfernen und die haftende Seite des Verbandes um den Stoma- bzw. Tracheostomietubus anbringen.
4. Die zweite Schutzfolie entfernen und Verband glatt streichen. Leicht andrücken.
5. Falls erforderlich, kann der Verband neu positioniert werden.

Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd., Dongjiang Hi-Tech Industry Park,
516005, Huizhou, P.R.China

EC REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westernlandstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com

su capacidad de adherencia. Asimismo, esta capa puede aliviar en gran medida el dolor de los pacientes y el traumatismo en las heridas y en la piel circundante durante los cambios del apósito. Por su parte, la capa de espuma de poliuretano proporciona una absorción superior y bloquea los exudados.

Composición del producto
Silicona, poliuretano

Finalidad prevista
El apósito de espuma y silicona Suprasorb® P sensitive puede utilizarse para tratar todas las heridas, siempre y cuando estas

pt Instruções de utilização
Descrição do produto
Suprasorb® P sensitive non-border é constituído por uma camada de silicone de contacto com a ferida, uma espuma de PU absorvente e uma camada protetora. A estrutura de três camadas facilita a gestão dinâmica dos fluidos, permitindo um ambiente húmido ideal da ferida que, por sua vez, promove o fechamento mais rápido da ferida, ajudando na redução do risco de maceração. A suave camada de silicone pode ser levantada e reposicionada sem perder a sua aderência. Esta camada pode ainda minimizar a dor para os pacientes e o trauma das feridas e da pele circundante durante as mudanças de penso. A camada de espuma de poliuretano fornece uma absorção superior e mantém o exsudado afastado.

Indicaciones
• lesiones por presión
• lesiones en piernas y pies
• heridas con traumatismos
• desgarros cutáneos
Suprasorb® P sensitive tracheo non-border puede utilizarse para cubrir áreas de la piel alrededor de cánulas traqueales y otros drenajes.

Contraindicaciones
Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto

Instrucciones de aplicación
Puede ser aplicado por personas no expertas bajo la supervisión de profesionales sanitarios. El producto se puede usar bajo vendajes de compresión.

- Preparación de la herida
Limpiar la herida de acuerdo con los estándares clínicos vigentes. Seque minuciosamente la piel circundante.
- Aplicación del apósito
a. El tamaño del apósito depende del tamaño de la herida. La almohadilla debe cubrir la piel seca circundante al menos 1 o 2 cm.
b. Retire el primer protector y aplique el lado adhesivo a la herida. c. Levante el resto de la protección y alise en la piel. No estire el apósito. *Si es necesario, en el caso de heridas profundas, aplique una mecha como apósito primario (p. ej., Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liqueal).
- Cambio de apósito
El apósito puede permanecer varios días sobre la herida, dependiendo del estado de la herida y del nivel de exudado.

Precautions and warnings
• The product is for single use only.
• Do not use it if the packaging is damaged or opened.
• Do not use Suprasorb® P sensitive Silicone Foam Dressing together with oxidising agents such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide.
• If reddening or sensitisation occur discontinue use and consult a health care professional for appropriate treatment.
• Because of the lack of data, cautious use is advised in sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women.

en Instructions for Use
Product description
Suprasorb® P sensitive non-border consists of a silicone wound contact layer, an absorbent PU foam and a protective backing. The triple-layer construction facilitates dynamic fluid management to provide an optimal moist wound environment, which promotes faster wound closure and may help to reduce the risk of maceration. The gentle silicone layer can be lifted and repositioned without losing its adherence. This layer can also minimise pain to patients and trauma to wounds and the surrounding skin during dressing changes. The polyurethane foam layer provides superior absorption and locks away exudate.

Product composition
Silicone, polyurethane

Intended purpose
Suprasorb® P sensitive Silicone Foam Dressing may be used to treat all wounds, provided they are

es Instrucciones de uso
Descripción del producto
Suprasorb® P sensitive non-border está hecho de una capa de silicona que está en contacto con la herida, una espuma de poliuretano absorbente y un reverso de protección. Esta construcción de tres capas facilita una gestión dinámica de los fluidos para proporcionar una humedad óptima en el entorno de la herida, lo que favorece y acelerará la cicatrización y puede ayudar a reducir el riesgo de maceración. La suave capa de silicona puede levantarse y volverse a colocar sin perder

autoridades sanitarias responsables.

Conservación y eliminación
1. Mantener en un lugar limpio y seco dentro del intervalo de temperatura especificado y alejado de la luz solar directa.
2. A la hora de proceder a su eliminación, siga los procedimientos medioambientales de su localidad.

Período de validez
Tres años a partir de la fecha de fabricación

pt Instruções de utilização
Descrição do produto
Suprasorb® P sensitive non-border é constituído por uma camada de silicone de contacto com a ferida, uma espuma de PU absorvente e uma camada protetora. A estrutura de três camadas facilita a gestão dinâmica dos fluidos, permitindo um ambiente húmido ideal da ferida que, por sua vez, promove o fechamento mais rápido da ferida, ajudando na redução do risco de maceração. A suave camada de silicone pode ser levantada e reposicionada sem perder a sua aderência. Esta camada pode ainda minimizar a dor para os pacientes e o trauma das feridas e da pele circundante durante as mudanças de penso. A camada de espuma de poliuretano fornece uma absorção superior e mantém o exsudado afastado.

Indicaciones
• lesiones por presión
• lesiones en piernas y pies
• heridas con traumatismos
• desgarros cutáneos
Suprasorb® P sensitive tracheo non-border puede utilizarse para cubrir áreas de la piel alrededor de cánulas traqueales y otros drenajes.

Contraindicaciones
Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto

Instrucciones de aplicación
Puede ser aplicado por personas no expertas bajo la supervisión de profesionales sanitarios. El producto se puede usar bajo vendajes de compresión.

- Preparación de la herida
Limpiar la herida de acuerdo con los estándares clínicos vigentes. Seque minuciosamente la piel circundante.
- Aplicación del apósito
a. El tamaño del apósito depende del tamaño de la herida. La almohadilla debe cubrir la piel seca circundante al menos 1 o 2 cm.
b. Retire el primer protector y aplique el lado adhesivo a la herida. c. Levante el resto de la protección y alise en la piel. No estire el apósito. *Si es necesario, en el caso de heridas profundas, aplique una mecha como apósito primario (p. ej., Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liqueal).
- Cambio de apósito
El apósito puede permanecer varios días sobre la herida, dependiendo del estado de la herida y del nivel de exudado.

Precautions and warnings
• The product is for single use only.
• Do not use it if the packaging is damaged or opened.
• Do not use Suprasorb® P sensitive Silicone Foam Dressing together with oxidising agents such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide.
• If reddening or sensitisation occur discontinue use and consult a health care professional for appropriate treatment.
• Because of the lack of data, cautious use is advised in sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women.

en Instructions for Use
Product description
Suprasorb® P sensitive non-border consists of a silicone wound contact layer, an absorbent PU foam and a protective backing. The triple-layer construction facilitates dynamic fluid management to provide an optimal moist wound environment, which promotes faster wound closure and may help to reduce the risk of maceration. The gentle silicone layer can be lifted and repositioned without losing its adherence. This layer can also minimise pain to patients and trauma to wounds and the surrounding skin during dressing changes. The polyurethane foam layer provides superior absorption and locks away exudate.

Product composition
Silicone, polyurethane

Intended purpose
Suprasorb® P sensitive Silicone Foam Dressing may be used to treat all wounds, provided they are

es Instrucciones de uso
Descripción del producto
Suprasorb® P sensitive non-border está hecho de una capa de silicona que está en contacto con la herida, una espuma de poliuretano absorbente y un reverso de protección. Esta construcción de tres capas facilita una gestión dinámica de los fluidos para proporcionar una humedad óptima en el entorno de la herida, lo que favorece y acelerará la cicatrización y puede ayudar a reducir el riesgo de maceración. La suave capa de silicona puede levantarse y volverse a colocar sin perder

matig exsudierend en

oppervlakkig tot

diep* zijn:

Indicaties
• decubitus
• been- en voetulcers
• traumatische wonden
• huidlaesies
Suprasorb® P sensitive tracheo non-border kan worden gebruikt voor het afdekken van huidgebieden rondom tracheacanules en andere drains.

Contra-indicaties
Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of bestanddelen daarvan

Gebruiksaanwijzingen
Kan door leken worden aangebracht onder supervisie van professionele zorgverleners. Het product kan onder compressieverband worden gebruikt.

- Voorbereiding van de wond
Reinig de wond conform de actuele klinische standaards. Maak de omgeving huid grondig droog.
- Aanleggen van het wondverband
a. De grootte van het verband hangt af van de grootte van de wond. Het wondkussen moet de droge omringende huid ten minste 1 tot 2 cm overlappen.
- Verwijder de eerste beschermfilm en breng de zelfklevende kant aan op de wond.
- Verwijder de resterende beschermfilm(s) en strijk het verband op de huid glad. Rek het verband niet uit.
*Breng indien nodig voor diepe wonden een wondtampoon aan als primair verband (bv. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liqueal).
- Verbandwissel
Afhankelijk van de toestand van de wond en de mate van exsudatie kan het verband een aantal dagen op de wond blijven zitten.

Indicaties
• decubitus
• ben- en fodsår
• traumatisk sår
• hudafskrabninger
Suprasorb® P sensitive tracheo non-border kan bruges til tildækning af hudområder rundt om trachealkanyle og andre dræningsanordninger.

Kontraindikationer
Kendt allergi og/eller overfølsomhed over for en af produktkomponenterne

Anvendelsesanvisninger
Kan anvendes af lægfolk under tilsyn af sundhedspersonale. Produktet kan anvendes under kompressionsbandager.

- Klargøring af såret
Rens såret i henhold til aktuelle kliniske standarder. Tør den omkringværende hud grundigt.
- Anlæggelse af sårforbindingen
a. Størrelsen af forbindningen afhænger af sårets størrelse. Sårbindet skal dække den tørre omgivende hud med mindst 1-2 cm.
- Fjern det første sliplag, og påfør den klæbende side på såret.
- Fjern resterende sliplag, og glat af på huden. Forbindningen må ikke strækkes.
*Ved dybe sår anvendes om nødvendigt et reb som primær forbinding (f.eks. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liqueal).
- Størrelsen af forbindningen afhænger af sårets størrelse. Sårbindet skal dække den tørre omgivende hud med mindst 1-2 cm.
- Fjern det første sliplag, og påfør den klæbende side på såret.
- Fjern resterende sliplag, og glat af på huden. Forbindningen må ikke strækkes.
*Ved dybe sår anvendes om nødvendigt et reb som primær forbinding (f.eks. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liqueal).

Brugsanvisning for Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:
1. Rengør og tør huden omkring trachealslangen i henhold til normale procedurer.
2. Om nødvendigt kan forbindningen tilskræses i form.
3. Fjern afbindingsfilmen fra oversiden (siden med slids), og påfør forbindningen med klæbesiden nedad rundt om stoma- eller trachealslangen.
4. Fjern den anden afstivningsfilm, og glat forbindningen ud. Tryk let til.
5. Forbindningen kan justeres om nødvendigt.

Forholdsregler og advarsler
• Produktet er kun til engangsbrug.
• Må ikke anvendes, hvis indpakningen er åben eller beskadiget.
• Suprasorb® P sensitive silikone-skumforbinding må ikke anvendes

Förbundet kan sitta kvar på såret i flera dagar, beroende på sårtilståndet och exsudativtän.

Instruktioner för Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:
1. Rengör och torka huden omkring trakeostomituben enligt vanliga rutiner.
2. Vid behov kan förbundet klippas till rätt form.
3. Ta bort skyddsfilmen från den övre delen (delen med snittet) och placera den vidhäftande sidan av förbundet runt stomiöppningen eller trakeostomituben.
4. Ta bort den andra skyddsfilmen och släta ut förbundet. Tryck lätt.
5. Förbundet kan placeras om vid behov.

Försiktighetsåtgärder och varningar
• Produkten är endast avsedd för engångsbruk.
• Använd den inte om förpackningen är skadad eller öpnad.
• Använd inte Suprasorb® P sensitive silikonskumförband tillsammans med oxidierande agenser som t. ex. hypokloritlösningar eller väteperoxid.
• Om rodnad eller irritation uppstår ska användningen avbrytas och vårdpersonal rådgöras om lämplig behandling.
• På grund av bristen på data ska produkten användas med försiktighet hos känsliga populationsgrupper som spädbarn, barn och kvinnor som är gravida eller ammar.

Opbevaringstid
3 år fra produktionsdatoen

sv Bruksanvisning
Produktbeskrivning
Suprasorb® P sensitive non-border består av ett sårkontaktskikt i silikon, absorberande PU-skum och en skyddande baksida. Konstruktionen med tre lager underlättar hanteringen av dynamisk vätskeändring så att såret får en optimal fuktmiljö, vilket bidrar till snabbare läkning och kan hjälpa till att minska risken för maceration. Det mjuka silikonlagret kan lyftas och placeras om utan att tappa häftförmågan. Lagret kan även minska smärtan hos patienten och trauma i sår och omkringliggande hud under förbandsbyten. Polyuretanskumlagret ger överlägsen absorption och stänger ute exsudat.

Anmärkning
Om en allvarig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvara hälsomyndigheter.

Förvaring och kassering
1. Förvaras på en ren och torr plats inom angivet temperaturintervall och i skydd mot solljus.
2. Kassera produkten enligt lokala miljöföreskrifter.

Hållbarhet
3 år från tillverkningsdatum

no Bruksanvisning
Produktbeskrivelse
Suprasorb® P sensitive non-border består av et sårkontaktlag av silikon, et absorberende PU-skumlag og en beskyttende bakside. Den trelede konstruksjonen tilrettelegger for dynamisk væskeendring, for å gi et optimalt fuktig sårmiljø som fører til fremming av raske sårhelning og kan bidra til å redusere risikoen for mærasjon. Det myke silikonlaget kan løftes og repositioneres uten å miste klebeevnen. Dette laget kan også minimere smerte hos pasienter og traume på sår og omliggende hud ved bandasjeskifte. Polyuretanskumlaget gir overlegen absorpsjon og sperrer bort eksudater.

Indikationer
• trycksår
• ben- og fotsår
• traumatisk sår
• hudskador
Suprasorb® P sensitive tracheo non-border kan användas för att täcka hudområden omkring trakealkanylet och andra drän.

Kontraindikationer
Känt allergi och/eller överkänslighet mot någon av produktens komponenter

Applikeringsanvisningar
Kan appliceras av lekman under uppsikt av vårdpersonal. Produkten kan användas under kompressionsbindor.

- Förbereda såret
Rengör såret enligt gällande kliniska standarder. Torka omkringliggande hud ordentligt.
- Applicera sårförbandet
a. Storleken på förbandet avgörs av storleken på såret. Sårdräna ska täcka den torra omkringliggande huden med minst 1–2 cm.
- b. Ta bort den första skyddsfilmen och lägg på den vidhäftande sidan mot såret.
- c. Ta bort bort återstående skyddsfilm(er) och släta till på huden. Dra inte ut förbandet.
* Vid djupa sår kan vid behov en tamponad användas som primärförband (t.ex. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liqueal).
- Byta förband

Indikationer
• trycksår
• ben- og fotsår
• traumatisk sår
• hudflenger
Suprasorb® P sensitive tracheo non-border kan brukes til å dekke hudområder rundt trakealkanylet og andre åpne.

Kontraindikasjoner
Kjent allergi og/eller overfølnfthighet overfor en av produktkomponentene

Upute za pāforing

Kan pāfēras av ufaglārte under tilsyn av helsepersonell. Produktet kan brukes under kompresjonsbandasje.

- Forberedelse av sāret
- Rens sāret i samsvar med eksisterende klinisk standard. Tørk omliggende hud grundig.
- Pālegging av sārbandasjen
- Velg størrelsen på bandasjen etter størrelsen på sārfūten. Sārputen skal overlappe den tørre omkringliggende huden med minst 1–2 cm.
- Fjern den første beskyttelsesfilmen, og pāfor klebesiden til sāret.
- Fjern den (de) gjenvārende beskyttelsesfilmen(e) og glatt ut pā huden. Ikke strēkk bandasjen.
- *Hvis det er nedvendig, for type sār, sett pā et tai som primar bandasje (f.eks. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
- Skift av bandasje

Bandasjen kan sitte pā sāret i flere dager, avhengig av sārets tilstand og mengden med sekret.

Instruksjoner for Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:

- Rengjør og tørk huden rundt trakeostomirøret i henhold til vanlige prosedyrer.
- Bandasjen kan klippes til riktig passform ved behov.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra oversiden (siden med spalten) og pāfor den klebrige siden av bandasjen rundt stomien eller trakeostomirøret.
- Fjern den andre beskyttelsesfilmen og glatt ut bandasjen. Trykk lett.
- Bandasjen kan reposisjoneres ved behov.

Forsiktighetsregler og advarsler

- Produktet er kun til engangsbruk.
- Måtte bruk hvis pakningen er skadet eller āpnet.
- Ikke bruk Suprasorb® P sensitive silikon-kumbandasje sammen med oksiderende stoffer som hypoklorittløsninger eller hydrogenperoksid.
- Hvis rhdet eller sensibilisering oppstår, avbryt bruken og kontakt helsepersonell for passende behandling.
- Pā grunn av mangel på data anbefales forsiktigt bruk hos folsomme pasientgrupper som spedbarn, barn, gravide eller ammende kvinner.

Merk

Skul det en oppstå alvorlig situasjon, bes du henvende deg til produsenten og de ansvarlige helsemyndigheter.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahakerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Merk

Skul det en oppstå alvorlig situasjon, bes du henvende deg til produsenten og de ansvarlige helsemyndigheter.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Merk

Skul det en oppstå alvorlig situasjon, bes du henvende deg til produsenten og de ansvarlige helsemyndigheter.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Merk

Skul det en oppstå alvorlig situasjon, bes du henvende deg til produsenten og de ansvarlige helsemyndigheter.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 ār fra produksjonsdato

Kāyttōohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive non-border koostuu silikonista haavaa vasten tulevastä kerroksesta, imukykyisestā polyuretaanivaahotkerroksesta ja suojataustasta. Kolmekerroksinen rakenne edistāā dynaamista haavainhoitoa, joka takaa sopivan kostean ympāristōn haavalle. Edistāā haavan nopeamman sulkutumista ja voi auttaa pienentāmān määsäärtähoiān. Hellivärinen silikonikerros vaurioittaa nostaa ja asettaa uudeelleen ilman, jos sen kimppimismomaintaustit heikkenevāt. Tāmā kerros voi myōs vāhentā potilaille kottuvaa kipua sekā haavalle ja sitā ympäröivälle iholle aiheuttuvia traumaista siten vaihtamisen aikana. Polyuretaanivaahotekokset imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Oppbevaring og kassering

- Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og unna sollys.
- Kassering skal hāndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Uchovāvanie a likvidācia

- Uchovāvanie na čistēm a suchēm místě v určenēm teplotnīm rozmezī a mimo dosah slunečnōho zāření.
- Likvidācie mimo problémōnou podle platných pēdpisů na ochranu životnōho prostēdī.

Složení výrobku

Silikon, polyuretan

Účel použití

Silikonový pēnový obvaz Suprasorb® P sensitive lze použít k ošetření vřech typů ran, pokud jsou

středně exsudující a

povrchově až

hluboké*:

Indikace

- dekubitus
- vředy na nohou a bērcové vředy
- traumatické rány
- thrlný kůže

Suprasorb® P sensitive tracheo non-border lze použít ke krytí oblasti kůže kolem tracheálních kanyl a jiných drénů.

Kontraindikace

Znāmā alergie a/nebo precitlivělost na složku výrobku

Pokyny k použití

Může být aplikován laiky pod dohledem zdravotnických pracovníků. Výrobek lze použít pod kompresivní bandáží.

- Připrava rány
- Přiložení obvazu na ránu
- Obvaz lze v případě potřeby přistřihnout na požadovaný tvar.
- Odstřaňte snimatelnou fólii z horní strany (strana s výřezem) a přiložte přílnavou stranu obvazu kolem stomie nebo tracheostomické trubice.
- Odstřaňte druhou snimatelnou fólii a obvaz vyhladte. Lehce přitlačte.
- Obvaz lze v případě potřeby přemístit.

Bezpečnostní opatření a varování

- Výrobek je určen pouze k jednorázovému použití.
- Nepoužívejte jej, pokud je okolí poškozen nebo otevřen.
- Silikonový pēnový obvaz Suprasorb® P sensitive nepoužívejte společně s oxidačními činidly, jako jsou roztoky chloranu nebo peroxidu vodíku.
- V případě zarudnutí nebo senzibilizace přestaňte výrobek používat a o vhodné léčbě se poraďte s lékařem.
- Vzhledem k nedostatku údajů se u citlivých skupin populace, jako jsou kojenci, děti, tehotné nebo kojící ženy, doporučuje opatrné použití.

Poznámka

V případě vážného incidentu se obraťte na výrobce a příslušné zdravotnické orgány.

Účel použití

Silikonový pēnový obvaz Suprasorb® P sensitive sa môže použiť na oštenenie všetkých rán za predpokladu, že sú

stredne silno exsudujúce a

povrchové až

hlboké*:

Indikácie

- dekubity
- vredy na nohách a chodidlách
- traumatické rany
- kožné thrliny

Suprasorb® P sensitive tracheo non-border lze použít na pokrytí oblasti kůže kolem tracheálních kanyl a mych drénů.

Indikácie

- dekubity
- vredy na nohách a chodidlách
- traumatické rany
- kožné thrliny

Suprasorb® P sensitive tracheo non-border je možné použiť na pokrytie oblasti kože okolo tracheálnych kanyl a mych drénov.

Kontraindikácie

Známa alergia a/alebo precitlivcnost na složku výrobku

Varování

Obvaz může zůstat na ráně několik dní podle stavu rány a úrovně exsudace.

Návod k použití Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:

- Kůži v okolí tracheostomické trubice očistěte a osušte v souladu s běžnými postupy.
- Obvaz lze v případě potřeby přistřihnout na požadovaný tvar.
- Odstřaňte snimatelnou fólii z horní strany (strana s výřezem) a přiložte přílnavou stranu obvazu kolem stomie nebo tracheostomické trubice.
- Odstřaňte druhou snimatelnou fólii a obvaz vyhladte. Lehce přitlačte.
- Obvaz lze v případě potřeby přemístit.

Bezpečnostní opatření a varování

- Výrobek je určen pouze k jednorázovému použití.
- Nepoužívejte jej, pokud je okolí poškozen nebo otevřen.
- Silikonový pēnový obvaz Suprasorb® P sensitive nepoužívejte společně s oxidačními činidly, jako jsou roztoky chloranu nebo peroxidu vodíku.
- V případě zarudnutí nebo senzibilizace přestaňte výrobek používat a o vhodné léčbě se poraďte s lékařem.
- Vzhledem k nedostatku údajů se u citlivých skupin populace, jako jsou kojenci, děti, tehotné nebo kojící ženy, doporučuje opatrné použití.

Poznámka

V případě vážného incidentu se obraťte na výrobce a příslušné zdravotnické orgány.

Účel použití

Silikonový pēnový obvaz Suprasorb® P sensitive sa môže použiť na oštenenie všetkých rán za predpokladu, že sú

stredne silno exsudujúce a

povrchové až

hlboké*:

Indikácie

- dekubitus
- vredy na nohách a chodidlách
- traumatické rany
- kožné thrliny

Suprasorb® P sensitive tracheo non-border lze použít na pokrytí oblasti kože kolem tracheálních kanyl a mych drénů.

Kontraindikácie

Známa alergia a/alebo precitlivcnost na složku výrobku

Varování

Obvaz může zůstat na ráně několik dní podle stavu rány a úrovně exsudácie.

Návod k použití Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:

- Kůži v okolí tracheostomické trubice očistěte a osušte v sůlade s běžnými postupy.
- Obvaz lze v případě potřeby přistřihnút na požadovaný tvar.
- Odstřaňte snimatelnou fóliu z horně strany (strana s výřezem) a přiložte přílnavu stranu obvazu okolo stomie alebo tracheostomickej trubice.
- Odstřaňte druhú stahovaciu fóliu a obvaz vyhladte. Zľahka pritlačte.
- Obvaz je možné v prípade potreby premiestniť.

Bezpečnostní opatření a varování

- Výrobek je určen pouze k jednorázovému použití.
- Nepoužívejte jej, pokud je okolí poškozen nebo otevřen.
- Silikonový pēnový obvaz Suprasorb® P sensitive nepoužívejte společně s oxidačními činidly, jako jsou roztoky chloranu nebo peroxidu vodíku.
- V případě zarudnutí nebo senzibilizace přestaňte výrobek používat a o vhodné léčbě se poraďte s lékařem.
- Vzhledem k nedostatku údajů se u citlivých skupin populace, jako jsou kojenci, děti, tehotné nebo kojící ženy, doporučuje opatrné použití.

Uchovāvanie a likvidācia

- Uchovāvanie na čistēm a suchēm místě v určenēm teplotnīm rozmezī a mimo dosah slunečnōho zāření.
- Likvidācie mimo problémōnou podle platných pēdpisů na ochranu životnōho prostēdī.

Složení výrobku

Silikon, polyuretan

Účel použití

Silikonový pēnový obvaz Suprasorb® P sensitive lze použít k ošetření vřech typů ran, pokud jsou

středně exsudující a

površinske do

globoke*:

Indikacije

- razjede zaradi pritiska
- razjede na nogah in nogah
- travmatske rane
- raztrganine kože

Obloga Suprasorb® P sensitive non-border se lahko uporablja za prekrivanje predelov kože okoli trahealne kanile in drugih drenaž.

Indikacije

- razjede zaradi pritiska
- razjede na nogah in nogah
- travmatske rane
- raztrganine kože

Obloga Suprasorb® P sensitive non-border se lahko uporablja za prekrivanje predelov kože okoli trahealne kanile in drugih drenaž.

Kontraindikacije

Znana alergija in/ali preobčutljivost na eno od sestavin izdelka

Napotki za uporabo

Uporabljajo ga lahko nestrokovne osebe pod nadzorom zdravstvenih delavcev. Izdelek se lahko uporablja za kompresijsko previjanje.

- Priprava rane
- Očistite rano skladno z obstoječimi kliničnimi standardi. Temeljito očistite okoliško kožo.
- Namestitev obloge za rano
- Velikost obloge je odvisna od velikosti rane. Blazinica za rane mora pokrivati suho okoliško kožo za vsaj 1-2 cm.
- Odranite prvo sprostitlno podlogo in namestite lepilno stran na rano.
- Usunajte drugo folijo zaobezpečujočo i vygladzić opatrunek. Lekko docisnąć.
- W razie konieczności można zmienić pozycję opatrunku.

Indikacije

- dekubitus
- ulceracije na nogama i stopalima
- traumatske rane
- razderotine kože

Obloga Suprasorb® P sensitive tracheo non-border može se upotrebljavati za prekrivanje područja kože oko trahealnih kanila i drugih drenaža.

Indikacije

- dekubitus
- ulceracije na nogama i stopalima
- traumatske rane
- razderotine kože

Obloga Suprasorb® P sensitive tracheo non-border može se upotrebljavati za prekrivanje područja kože oko trahealnih kanila i drugih drenaža.

Kontraindikacije

Poznáta alergia i/ili preosjetljivost na jednu od komponenti proizvoda

Napomene za primjenu

Povoj može postaviti laici uz nadzor zdravstvenog radnika. Proizvod se također može upotrebljavati ispod kompresivnih zavojā.

- Priprema rane
- Očistite rano prema važećim kliničkim standardima. Temeljito osušite okolnu kožu.
- Stavljanje povoja za rane
- Velčina povoja ovisi o veličini rane. Jastučić za rane treba prelaziti na suho okolnu kožu za najmanje 1 – 2 cm.
- Uklonite prvu zaštitnu foliju i stavite ljepljivu stranu na ranu.
- Uklonite preostale(e) folije(e) i zagladite povoj na koži. Nemojte rastezati povoj.
- *Kada je to potrebno, za duboke rane nanosite tamponadu kao primarni povoj (npr. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
- Previjanje
- Povoj može ostati na rani nekoliko dana, ovisno o stanju rane i stupnju ekscudacije.

Navodila za pripomoček Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:

- Očistite in posušite kožo okoli traheostomske cevke v skladu z običajnimi postopki.
- Po potrebi lahko oblogo razrežete v določeno obliko.
- Odstranite sprostitlno folijo z zgorne strani (stran z zarezo) in namestite lepilno stran obloge okoli stomie ali traheostomske cevke.
- Odstranite drugo sprostitlno folijo in zagladite oblogo. Rahlo pritisnite.
- Oblogo lahko po potrebi namestite znova.

Indikácie

- dekubity
- ulcerácie na nohách a stopálach
- traumatské rany
- razderotiny kože

Obloga Suprasorb® P sensitive tracheo non-border môže sa používať na prekrytie podlažia kože okolo tracheálnych kanyl a iných drenáž.

Indikácie

- dekubity
- ulcerácie na nohách a stopálach
- traumatské rany
- razderotiny kože

Obloga Suprasorb® P sensitive tracheo non-border môže sa používať na prekrytie podlažia kože okolo tracheálnych kanyl a iných drenáž.

Kontraindikácie

Známa alergia i/ili preosjetljivost na jednu od komponenti proizvoda

Napomene za primjenu

Povoj može postaviti laici uz nadzor zdravstvenog radnika. Proizvod se također može upotrebljavati ispod kompresivnih zavojā.

- Priprema rane
- Očistite rano prema važećim kliničkim standardima. Temeljito osušite okolnu kožu.
- Stavljanje povoja za rane
- Velčina povoja ovisi o veličini rane. Jastučić za rane treba prelaziti na suho okolnu kožu za najmanje 1 – 2 cm.
- Uklonite prvu zaštitnu foliju i stavite ljepljivu stranu na ranu.
- Uklonite preostale(e) folije(e) i zagladite povoj na koži. Nemojte rastezati povoj.
- *Kada je to potrebno, za duboke rane nanosite tamponadu kao primarni povoj (npr. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
- Previjanje
- Povoj može ostati na rani nekoliko dana, ovisno o stanju rane i stupnju ekscudacije.

Navodila za pripomoček Suprasorb® P sensitive tracheo non-border:

- Očistite in posušite kožo okoli traheostomske cevke v skladu z običajnimi postopki.
- Po potrebi lahko oblogo razrežete v določeno obliko.
- Odstranite sprostitlno folijo z zgorne strani (stran z zarezo) in namestite lepilno stran obloge okoli stomie ali cjevni traheostomske cevke.
- Odstranite drugo sprostitlno folijo in zagladite oblogo. Rahlo pritisnite.
- Oblogo lahko po potrebi namestite znova.

Indikácie

- dekubity
- ulcerácie na nohách a stopálach
- traumatské rany
- razderotiny kože