



Cellacast® Active

Polyester Stützverband

Bandage de soutien en polyester

Polyester casting tape

Venda estabilizadora de poliéster

Ligadura de descanso de poliéster

Bendaggio di sostegno in poliestere

Polyester steunverband

Polyester støttebinding

Polyesterstödförband

Avstopningstape av polyester

Polyesteritukiside

Polyesterový podpůrný obvaz

Polyesterová stabilizační bandáž



Poliestrowy opatrunk opierający

Poliesterski podupirajući povoj

Πολιεστερική τανιά εκμεγείών

Polyester destek bandajı

ضمادة دعم مصنوعة من البوليستر



MD Medizinprodukt · Dispositif médical · Medical Device · Dispositivo


médico · Dispositivo médico · Dispositivo medico · Medisch

hulpmiddel Medicinteknik produkt · Medicinteknik produkt ·

Lääkinnällinen laite · Zdravotnický prostředek · Zdravotnicky prostriedok ·

Wyrób medyczny · Medicinski proizvod · Iatrotexnologikό προϊόν · Tibbi ürün ·

جهاز طبي



T&L (Jiaxing) Co., Ltd, 4F, No. 159-1 Chenggong Road, Huimin Street, Jiaxing, Zhejiang 314100, China

EC REP

KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77,
65760 Eschborn, Germany

Distributor/Importeur:
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westervaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com

CH REP

Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

4048324/2021-08

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale

Polyester Stützverband

Produktzusammensetzung

Polyurethanharz, imprägniertes Polyestergerüstgewebe

Zweckbestimmung

Zur Herstellung von Cast-Verbänden für Mobilisation und fokussierte Immobilisation.

Indikationen

Zur Behandlung nach Frakturen, Operationen und Bandverletzungen.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie und/oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten.

Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und/oder Allergien auftreten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Tragen Sie bei der Anwendung Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Der nicht ausgehärtete Cast kann Haut und Augen reizen und eine Sensibilisierung durch Einatmen ist möglich.
- Der direkte Kontakt mit dem nicht ausgehärteten Cast ist zu vermeiden. Eventuelle Kontaktstellen können sofort mit Alkohol oder Aceton gereinigt werden.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass vom Baden mit dem Verband abgeraten wird, da nasses Polstermaterial unter den Verbänden zu Hautmacerationen führen kann. Durchnässte Verbände sind mit einem Handtuch und einem Fön zu trocknen.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass er/sie Taubheits- oder Druckgefühle sofort aufzeigen soll und darauf achten muss, dass keine Fremdkörper (z.B. Sand) unter den Stützverband geraten, da dies zu Hautreizungen führen kann.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

Anwendungshinweise

1. Vorbereitung

Bitte beachten Sie, dass der direkte Kontakt mit der nicht ausgehärteten Binde zu vermeiden ist. Tragen Sie bei der Anwendung Handschuhe. Die Haut des Patienten ist zuvor mit einem Hauthautschutz (z.B. tg® Schlauchverband, tg® Soft) und einer Polsterung (z.B. Cellona® Synthetikkavette, Cellona® Polster, Cellona® Randpolster) abgedeckt. Offneze und verarbeiten Sie Cellona® Active Binden nur einzeln und nicht mehrere gleichzeitig, da Luftfeuchtigkeit zu vorzeitiger Aushärtung führen kann.

2. Anwendung

• Tauchen Sie die Binde schräg in 20 °C – 24 °C temperiertes Wasser und drücken Sie diese 1 bis 2 mal leicht, um ein völliges Durchfeuchten zu gewährleisten. Nehmen Sie die Binde heraus und schütteln Sie überschüssigen Wasser ab. Verwenden Sie immer frisches Wasser.

Achtung: Die Tauchwassertemperatur sollte 24 °C nicht übersteigen, da dies zu einer Erhöhung der Abbindetemperatur führt, die Verbrennungen beim Patienten verursachen kann.

• Legen Sie Cellona® Active Binden zirkular ohne Zug an, wobei sich die Lagen etwa zur Hälfte überlappen sollen. Modellieren Sie anschließend gründlich. Achten Sie darauf, dass keine Falten entstehen.

• Die Abbindezeit beträgt 2,5 – 5 min. Cellona® Active Verbände sind nach 30 Minuten belastbar. Der ausgehärtete Cast kann mit den üblichen Werkzeugen abgenommen werden.

3. Lager- und Transportbedingungen
Cellona® Active Binden sind bei max. 30 °C trocken und gleichmäßig temperiert zu lagern.

4. Entsorgung
Produktabfälle können in Europa einem Abfallschlüssel aus Kapitel 18 01, Verpackungsbafalle einem Abfallschlüssel aus Kapitel 15 01 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) zugeordnet werden. Recyclingfähige Verpackungen sollten den jeweiligen nationalen Recyclingsystemen zugeführt werden.

Falls eine nicht verwendete Binde entsorgt werden soll, öffnen Sie die Verpackung, damit das Produkt aushärten kann. Nach mindestens 5 min kann das ausgehärtete Produkt im Haushalt entsorgt werden.

Allgemeine Hinweise
Zum einmaligen Gebrauch.
Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Instructions générales
Destiné à l'usage unique.
En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.

fr Mode d'emploi

Description du produit et caractéristiques de performance

Bandage de soutien en polyester

Composition du produit

Maillage de polyester imprégné de résine de polyuréthane.

Utilisation prévue

Pour la réalisation de bandages en plâtre synthétique destinés à la mobilisation et l'immobilisation.

Indications

Pour le traitement après fractures, interventions chirurgicales et lésions de ligaments.

Contraindications

Pour la réalisation de casts pour la mobilisation et l'immobilisation ciblée.

Effets indésirables

Des irritations cutanées et/ou allergies peuvent survenir dans de très rares cas.

Conseils et précautions

- Portez des gants pendant l'application.
- Only use the product in well-ventilated areas.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.
- Le plâtre synthétique non durci peut irriter la peau et les yeux et entraîner une sensibilisation par inhalation.
- Avoid direct contact with the uncured cast. Any points of contact can be cleaned immediately with alcohol or acetone.
- Le contact direct avec le plâtre synthétique non durci doit être évité. Les parties du corps ayant été en contact avec le produit doivent être rinçées immédiatement à l'alcool ou à l'acétone.
- Advise the patient that bathing with the cast is not recommended because wet padding material under casts can lead to skin maceration. Wet casts can be dried with a towel and a hair dryer.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass vom Baden mit dem Verband abgeraten wird, da nasses Polstermaterial unter den Verbänden zu Hautmacerationen führen kann. Durchnässte Verbände sind mit einem Handtuch und einem Fön zu trocknen.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass er/sie Taubheits- oder Druckgefühle sofort aufzeigen soll und darauf achten muss, dass keine Fremdkörper (z.B. Sand) unter den Stützverband geraten, da dies zu Hautreizungen führen kann.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

Conseils d'utilisation

1. Préparation

Portez des gants pendant l'application.

• Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.

• Le plâtre synthétique non durci peut irriter la peau et les yeux et entraîner une sensibilisation par inhalation.

• Avoid direct contact with the uncured cast. Any points of contact can be cleaned immediately with alcohol or acetone.

• Le contact direct avec le plâtre synthétique non durci doit être évité. Les parties du corps ayant été en contact avec le produit doivent être rinçées immédiatement à l'alcool ou à l'acétone.

• Advise the patient that bathing with the cast is not recommended because wet padding material under casts can lead to skin maceration. Wet casts can be dried with a towel and a hair dryer.

• Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass vom Baden mit dem Verband abgeraten wird, da nasses Polstermaterial unter den Verbänden zu Hautmacerationen führen kann. Durchnässte Verbände sind mit einem Handtuch und einem Fön zu trocknen.

• Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass er/sie Taubheits- oder Druckgefühle sofort aufzeigen soll und darauf achten muss, dass keine Fremdkörper (z.B. Sand) unter den Stützverband geraten, da dies zu Hautreizungen führen kann.

• Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

2. Application

• Tauchen Sie die Binde schräg in 20 °C – 24 °C temperiertes Wasser und drücken Sie diese 1 bis 2 mal leicht, um ein völliges Durchfeuchten zu gewährleisten. Nehmen Sie die Binde heraus und schütteln Sie überschüssigen Wasser ab. Verwenden Sie immer frisches Wasser.

3. Application

Achtung: Die Tauchwassertemperatur sollte 24 °C nicht übersteigen, da dies zu einer Erhöhung der Abbindetemperatur führt, die Verbrennungen beim Patienten verursachen kann.

4. Application

• Tauchen Sie die Binde schräg in 20 °C – 24 °C temperiertes Wasser und drücken Sie diese 1 bis 2 mal leicht, um ein völliges Durchfeuchten zu gewährleisten. Nehmen Sie die Binde heraus und schütteln Sie überschüssigen Wasser ab. Verwenden Sie immer frisches Wasser.

5. Lagerung

Cellona® Active Binden sind bei max. 30 °C trocken und gleichmäßig temperiert zu lagern.

6. Entsorgung

Produktabfälle können in Europa einem Abfallschlüssel aus Kapitel 18 01, Verpackungsbafalle einem Abfallschlüssel aus Kapitel 15 01 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) zugeordnet werden. Recyclingfähige Verpackungen sollten den jeweiligen nationalen Recyclingsystemen zugeführt werden.

Falls eine nicht verwendete Binde entsorgt werden soll, öffnen Sie die Verpackung, damit das Produkt aushärten kann. Nach mindestens 5 min kann das ausgehärtete Produkt im Haushalt entsorgt werden.

7. Instructions générales

Zum einmaligen Gebrauch.
Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

8. Instructions générales

Destiné à l'usage unique.
En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.

en Instructions for Use

Product description and performance features

Polyester casting tape

Composition of the product

Knitted polyester fabric impregnated with polyurethane resin.

Intended use

For the preparation of casts for mobilisation and targeted immobilisation.

Indications

For the treatment after fractures, surgery and tendon injuries.

Contraindications

For the preparation of casts for mobilisation and targeted immobilisation.

Effects secondary

In very rare cases skin irritations and/or allergies may occur.

Warnings and precautions

- Wear gloves during application.
- Only use the product in well-ventilated areas.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.
- Le gesso non durci peut irriter la peau et les yeux et provoquer une sensibilisation par inhalation.
- Avoid direct contact with the uncured cast. Any points of contact can be cleaned immediately with alcohol or acetone.
- Le contact direct avec le plâtre synthétique non durci doit être évité. Les parties du corps ayant été en contact avec le produit doivent être rinçées immédiatement à l'alcool ou à l'acétone.
- Advise the patient that bathing with the cast is not recommended because wet padding material under casts can lead to skin maceration. Wet casts can be dried with a towel and a hair dryer.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass vom Baden mit dem Verband abgeraten wird, da nasses Polstermaterial unter den Verbänden zu Hautmacerationen führen kann. Durchnässte Verbände sind mit einem Handtuch und einem Fön zu trocknen.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass er/sie Taubheits- oder Druckgefühle sofort aufzeigen soll und darauf achten muss, dass keine Fremdkörper (z.B. Sand) unter den Stützverband geraten, da dies zu Hautreizungen führen kann.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

Instructions for use

1. Preparation

Portez des gants pendant l'application.

• Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.

• Le plâtre synthétique non durci peut irriter la peau et les yeux et entraîner une sensibilisation par inhalation.

• Avoid direct contact with the uncured cast. Any points of contact can be cleaned immediately with alcohol or acetone.

• Le contact direct avec le plâtre synthétique non durci doit être évité. Les parties du corps ayant été en contact avec le produit doivent être rinçées immédiatement à l'alcool ou à l'acétone.

• Advise the patient that bathing with the cast is not recommended because wet padding material under casts can lead to skin maceration. Wet casts can be dried with a towel and a hair dryer.

• Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass vom Baden mit dem Verband abgeraten wird, da nasses Polstermaterial unter den Verbänden zu Hautmacerationen führen kann. Durchnässte Verbände sind mit einem Handtuch und einem Fön zu trocknen.

• Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass er/sie Taubheits- oder Druckgefühle sofort aufzeigen soll und darauf achten muss, dass keine Fremdkörper (z.B. Sand) unter den Stützverband geraten, da dies zu Hautreizungen führen kann.

• Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

2. Application

</

• Cast som inte har härdat kan irritera huden och ögonen och sensibiliseringen inändring är möjlig.
• Undvik direkt kontakt med Cast som inte har härdat. Eventuella kontaktställen kan rengöras genast med alkohol eller acetoin.
• Informera patienten att bad med förbandet inte rekommenderas, eftersom vätta polstrande material under förbandet kan leda till hudmacerationer. Torka vätta förband med en handduk och en härtork.
• Informera patienten att den genast mäste meddela om känslolöshet eller tryckkänslor skulle uppstå, samt se till att inga främmande föremål (t.ex. sand) hamnar under stödförbandet, eftersom detta kan leda till hudirritation.
• Använd intill om förpackningen är skadat eller har öppnats oavskilt.

Råd för användning

1. Förberedelse

- Tänk på att undvika direkt kontakt med bindan innan den har härdat. Använd handskar vid användning.

Täck patientens hud med hudskydd (t.ex. tg® tubförförband, tg® Soft) och polstring (t.ex. Cellona® syntettd, Cellona® polstring, Cellona® kantpolstring). Öppna och bearbeta Cellacast® Active-bindorna en och en, eftersom luftfuktigheten kan leda till förtida härdning.

2. Användning

- Doppa bindan snett i 20–24 °C varmt vatten och kläm den lätt 1 till 2 gånger så att den blir helt genomvävt. Ta upp bindan och skaka av överflödig vatten.

Använd alltid rent vatten.

Obs! Vattentemperaturen får inte översteka 24 °C, eftersom detta leder till en

högre härdningstemperatur, som kan orsaka brännskador på patienten.

3. Förvarings- och transportförhållanden

Cellacast® Active-bindor ska förvaras torrt vid en jämmer temperatur på högst 30 °C.

4. Kassering

I Europa kan produktet tilldelas en avfallskod från kapitel 18 01 och förpackningsavfall en avfallskod från kapitel 15 01 om det är en del av Europeiska avfallskatalogen (avfallskatalogforordningen – AVV). Återvinningsbara förpackningar ska återvinnas via gällande nationella återvinningssystem.

Om en oanvänt binda ska kasseras öppnar du förpackningen så att produkten kan härra. Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

Allmänna anvisningar

För engångsanvändning:
Om en allvarlig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälso myndigheter.

no Instruksjoner for bruk

1. Produktbeskrivelse og bruksfunksjoner

Avstøpingstape av polyester
Avstøpingstape av polyester

2. Produktkomposisjon

Mobilisointiin fokusottuun immobilisointiin tarkoitettujen kipsisiteiden valmistamiseen.

3. Indikasjon

För behandling efter brudd, operasjoner og seneskader.

4. Kontraindikasjoner

För behandling etter brudd, operasjoner og seneskader.

5. Advarsler og forholdsregler

Bruk hanskars under föräfföring.
Kun bruk produktet i godt ventilerade områder.

Uhdert synetgipps kan irritera huden och ögna, och kan frembringe sensibilisering med inhalering. Eventuellt kontaktpunkekt kan rensas med alkohol eller acetoin.

Råd för patienter om att bading med synetgipps ikke anbefales, siden vätta polstringsmaterial under synetgipps kan fare til märsjöson av huden. Vätta synetgipps kan tökes med et härdande eller en härtork.

Råd för patienter om att har/hun må umiddelbart rapportere om eventuelle følelser av numerhett eller trykk, og at det må sikres at ingen fremmedlegemer (f.eks. sand) kommer seg inn under synetgipps, siden dette kan føre til irritation av huden.

Ikke bruk produktet hvis förpackningen er skadet eller det er tegn på att den har blitt åpenet tidligere.

Instruksjoner for påføring

1. Klarjøring

Vennligst merk at det skal unngås direkte kontakt med den uherdede stoffet. Bruk hanskars under påføring.
Informera patienten att bad med förbandet inte rekommenderas, eftersom vätta polstrande material under förbandet kan leda till hudmacerationer. Torka vätta förband med en handduk och en härtork.
Informera patienten att den genast mäste meddela om känslolöshet eller tryckkänslor skulle uppstå, samt se till att inga främmande föremål (t.ex. sand) hamnar under stödförbandet, eftersom detta kan leda till hudirritation.
Använd intill om förpackningen är skadet eller har öppnats oavskilt.

2. Påføring

- Senk avstøpingstapen med en vinkel ned i vann med en temperatur på mellom 20 °C och 24 °C, og klem lett på tapen 1–2 ganger för å sikre at den er fullständig fuktet. Fjern avstøpingstapen fra vannet og rist forsiktig av eventuelt overflödig vann. Altid bruk ferskann.

Advarsel: Temperaturen på vannet som gispingsskinnen nedsenkes i må ikke overstige 24 °C, siden dette kan føre til en ökning av törketemperaturen som kan gi pasienten brännskader.

Advaret: Temperatură pănet sau vannet som gispingsskinnen nedsenkes i mă nu trebuie să depășească 24 °C, deoarece poate să provoace o creștere a temperaturii de secetă care poate să aducă bolile de căldură.

2. Användning

- Doppa bindan snett i 20–24 °C varmt vatten och kläm den lätt 1 till 2 gånger så att den blir helt genomvävt. Ta upp bindan och skaka av överflödig vatten.

Använd alltid rent vatten.

3. Oppbevaring og transportforhållanden

Cellacast® Active-bindor ska förvaras torrt vid en jämmer temperatur på högst 30 °C.

4. Oppbevaring og transportforhållanden

Oppbevar Cellacast® Active avstøpingstapen ved en konstant temperatur som ikke er högre enn 30 °C på et tørt sted.

5. Kassering

I Europa kan kassering av produktet tillegnes en avfallskode fra kapittel 18 01 og emballasjen en avfallskode fra kapittel 15 01 i direktivet om den europeiske avfallskatalogen (avfallskatalogforordning - AAV). Emballasje som er merket som gjenvinnbar skal leveres til egnet gjenvinningsstasjon.

När du kasserer en avstøpingstape som ikke har blitt brukt, åpne förpackningen slik at produktet kan herdes. Efter minst fem minuter kan det herdede produktet avhendes i tråd med husholdningsavfallet.

6. Kassering

I Europa kan produktet tilldelas en avfallskod från kapitel 18 01 och förpackningsavfall en avfallskod från kapitel 15 01 om det är en del av Europeiska avfallskatalogen (avfallskatalogforordningen – AVV). Återvinningsbara förpackningar ska återvinnas via gällande nationella återvinningssystem.

Om en oanvänt binda ska kasseras öppnar du förpackningen så att produkten kan härra. Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

7. Allmänna anvisningar

För engångsanvändning:
Om en allvarlig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälso myndigheter.

8. Användning

Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

9. Förvarings- och transportförhållanden

Cellacast® Active-bindor ska förvaras torrt vid en jämmer temperatur på högst 30 °C.

10. Oppbevaring og transportforhållanden

Oppbevar Cellacast® Active avstøpingstapen ved en konstant temperatur som ikke er högre enn 30 °C på et tørt sted.

11. Kassering

I Europa kan kassering av produktet tillegges en avfallskode fra kapittel 18 01 og emballasjen en avfallskode fra kapittel 15 01 i direktivet om den europeiske avfallskatalogen (avfallskatalogforordning - AAV). Emballasje som er merket som gjenvinnbar skal leveres til egnet gjenvinningsstasjon.

När du kasserer en avstøpingstape som ikke har blitt brukt, åpne förpackningen slik at produktet kan herdes. Efter minst fem minuter kan det herdede produktet avhendes i tråd med husholdningsavfallet.

12. Allmänna anvisningar

För engångsanvändning:
Om en allvarlig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälso myndigheter.

13. Användning

Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

14. Förvarings- och transportförhållanden

Cellacast® Active-bindor ska förvaras torrt vid en jämmer temperatur på högst 30 °C.

15. Oppbevaring og transportforhållanden

Oppbevar Cellacast® Active avstøpingstapen ved en konstant temperatur som ikke er högre enn 30 °C på et tørt sted.

16. Kassering

I Europa kan kassering av produktet tillegges en avfallskode fra kapittel 18 01 og emballasjen en avfallskode fra kapittel 15 01 i direktivet om den europeiske avfallskatalogen (avfallskatalogforordning - AAV). Återvinningsbara förpackningar ska återvinnas via gällande nationella återvinningssystem.

Om en oanvänt binda ska kasseras öppnar du förpackningen så att produkten kan härra. Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

17. Allmänna anvisningar

För engångsanvändning:
Om en allvarlig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälso myndigheter.

18. Användning

Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

19. Förvarings- och transportförhållanden

Cellacast® Active-bindor ska förvaras torrt vid en jämmer temperatur på högst 30 °C.

20. Oppbevaring og transportforhållanden

Oppbevar Cellacast® Active avstøpingstapen ved en konstant temperatur som ikke er högre enn 30 °C på et tørt sted.

21. Kassering

I Europa kan kassering av produktet tillegges en avfallskode fra kapittel 18 01 och emballasjen en avfallskode fra kapittel 15 01 i direktivet om den europeiske avfallskatalogen (avfallskatalogforordning - AAV). Återvinningsbara förpackningar ska återvinnas via gällande nationella återvinningssystem.

Om en oanvänt binda ska kasseras öppnar du förpackningen så att produkten kan härra. Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

22. Allmänna anvisningar

För engångsanvändning:
Om en allvarlig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälso myndigheter.

23. Användning

Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

24. Förvarings- och transportförhållanden

Cellacast® Active-bindor ska förvaras torrt vid en jämmer temperatur på högst 30 °C.

25. Oppbevaring og transportforhållanden

Oppbevar Cellacast® Active avstøpingstapen ved en konstant temperatur som ikke er högre enn 30 °C på et tørt sted.

26. Kassering

I Europa kan kassering av produktet tillegges en avfallskode fra kapittel 18 01 och emballasjen en avfallskode fra kapittel 15 01 i direktivet om den europeiske avfallskatalogen (avfallskatalogforordning - AAV). Återvinningsbara förpackningar ska återvinnas via gällande nationella återvinningssystem.

Om en oanvänt binda ska kasseras öppnar du förpackningen så att produkten kan härra. Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

27. Allmänna anvisningar

För engångsanvändning:
Om en allvarlig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälso myndigheter.

28. Användning

Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

29. Förvarings- och transportförhållanden

Cellacast® Active-bindor ska förvaras torrt vid en jämmer temperatur på högst 30 °C.

30. Oppbevaring og transportforhållanden

Oppbevar Cellacast® Active avstøpingstapen ved en konstant temperatur som ikke er högre enn 30 °C på et tørt sted.

31. Kassering

I Europa kan kassering av produktet tillegges en avfallskode fra kapittel 18 01 och emballasjen en avfallskode fra kapittel 15 01 i direktivet om den europeiske avfallskatalogen (avfallskatalogforordning - AAV). Återvinningsbara förpackningar ska återvinnas via gällande nationella återvinningssystem.

Om en oanvänt binda ska kasseras öppnar du förpackningen så att produkten kan härra. Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

32. Allmänna anvisningar

För engångsanvändning:
Om en allvarlig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälso myndigheter.

33. Användning

Efter 5 minuter kan den härdade produkten slängas som hushållsavfall.

34. Förvarings- och transportförhållanden

Cellacast® Active-bindor ska förvaras torrt vid en jämmer temperatur på högst 30 °C.

35. Oppbevaring og transportforhållanden

Oppbevar Cellacast® Active avstøpingstapen ved en konstant temperatur som ikke er högre enn 30 °C på et tørt sted.