

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MyClean® - Wipes premium Trockene Vliestuchrolle

Zur Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und Spendersystem  
mit Lochung für optimales Tränkverhalten

**Anwendung:** MyClean® Wipes premium trockene Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5-2,5 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken. MyClean® Wipes premium trockene Vliestuchrollen sind sowohl für die Anwendung in Kombination mit Flächen-, als auch mit Schnelldesinfektionsmitteln geeignet, insbesondere für : MyClean® DS, MyClean® DS OA, MyClean® FD-Gebrauchslösung (alle 4-GFelder-Test), MyClean® DS A.

**Ausführungen:**

**MyClean® Wipes premium**

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Vliestuchrolle, trocken, premium L / Nonwoven cloth roll, dry	15 x 30cm	140 Blatt / 140 Sheet	79627	4046153116515	10305982	10
Vliestuchrolle, trocken, premium XXL / Nonwoven cloth roll, dry	29 x 30cm	70 Blatt / 70 Sheet	79628	4046153116478	10305953	10
Vliestuchrolle, trocken, premium XXL / Nonwoven cloth roll, dry	29 x 30cm	90 Blatt / 90 Sheet	79629	4046153116492	10305976	10

**Hinweise:**


Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage).

Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung und die Gefahrenhinweise der verwendeten, gebrauchsfertigen Lösung.

**Verwendbarkeit:**  3 Jahre

**Symbole:**



 MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-Wipes premium-20140401