

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® - Wipes soft XXL Trockene Vliestuchrolle

Zur Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und Spendersystem

Größe : 29cm x 26 cm

Rolle à 90 Tücher

Anwendung: MyClean® Wipes soft XXL trockene Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 2 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken. MyClean® Wipes soft XXL trockene Vliestuchrollen sind sowohl für die Anwendung in Kombination mit Flächen-, als auch mit Schnelldesinfektionsmitteln geeignet, insbesondere für : MyClean® DS, MyClean® DS OA, MyClean® FD-Gebrauchslösung (alle 4-GFelder-Test), MyClean® DS A.

Ausführungen: **MyClean® Wipes soft XXL**

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Vliestuchrolle, trocken / Nonwoven cloth roll, dry	29 x 26cm	90 Blatt / 90 Sheet	79646	4046153117031	10388086	12


Hinweise: Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage).

Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung und die Gefahrenhinweise der verwendeten, gebrauchsfertigen Lösung.

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Symbole:



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-Wipes soft XXL-20140401