


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® DS

Wipes soft XXL, vorgetränkte Vliestuchrolle

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen (alkoholische Schnelldesinfektion)
- Wirkt bakterizid, tuberkulozid (inkl. M.-Terraе), levurozid
- Wirksam gegen alle behüllten Vieren gemäß RKI-Empfehlung (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccina und Influenza/Grippe-Vieren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Tuchgröße: 29 cm x 29 cm
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Anwendungsgebiet: Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.).

Ausführungen:

MyClean® – DS Wipes soft XXL

Artikelbeschreibung	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	70 Stück	79659	4046153121847	11519679	6
Desinfektionstücher	90 Stück	79662	4046153122363	-	6

Einwirkzeiten der Tränklösung MyClean® – DS gemäß 4-Felder-Test:

Bakterizid (inkl. MRSA), fungizid und levurozid	konzentriert – 1 Minute
TBC (M. terraе)	konzentriert – 1 Minute
BVDV/(HIV)-Inaktivierung	konzentriert – 30 Sekunden
Vaccinia-Viren	konzentriert – 30 Sekunden
Rota-Viren	konzentriert – 30 Sekunden
Noro-Viren (MNV)	konzentriert – 5 Minuten

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:
Wirkstoffe: 43 g Ethanol,
0,05 g Didecyldimethylammoniumcholrid

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG / HACCP
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Symbole:



Gefahr



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MyClean-DS-Wipes-soft-XXL-20170807

