

Produktdatenblatt für MRSA Schutzkittel Blut- und Virendicht

Produktinformation

Artikel	1110
Produktbeschreibung	MRSA Schutzkittel Blut- und Virendicht
Produktdatenblatt	26.08.2020
Status	Im Verkauf



Verpackungsinhalt


Verpackungsmaterial	Folie
Außenverpackung	Karton
Zolltarifnummer	62101092000

Verpackungsdetails

Art.Nr	Größe	Farbe	Menge	Abmessungen Verpackungs-Einheit (LxBxH)	Gewicht (kg/Karton)	VE pro Palette
1110.0.3	L	Blau	60	60 x 40 x 40cm	8	4 x 4 = 16
1110.0.4	XL	Blau	60	60 x 40 x 40cm	8	4 x 4 = 16

Produktbeschreibung





Technologie Polypropylen-Spinnvlies + Polyethylenlaminat



Fusselarm	Ja	Länge	L: 1,30cm, XL: 1,35cm
Atmungsaktiv	Ja	Breite	L: 1,55cm, XL: 1,60cm
Latexfrei	Ja	Steril	Nein
Farbe	Blau	Flüssigkeitsdicht	Ja
Ärmel	Trikotbündchen	Faltung	Standard
Halsausschnitt	Klettverschluss & Bindung		

Widerstand gegen die Penetration von synthetischem Blut (ISO 16603)
 Widerstand gegen die Penetration von Bakteriophagen Virus (ISO 16604)
 Widerstand gegen die Penetration von Infektionserregern (ISO 22610)
 Widerstand gegen die Penetration von kontaminierten Feststoffteilchen (ISO 22612)

Zertifizierungen

CE – Kennzeichnung	PSA Kategorie III	
EN 14126:2003/AC:2004	Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger	 (notified body: 2163)
EN ISO 13688:2013	Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen	 (notified body: 2163)
EN 13034:2005+A1:2009	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren.	 (notified body: 2163)

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung und Medizinprodukte vorzunehmen. Als Händler der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung und Medizinprodukten übernimmt PANO GmbH keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und Medizinprodukten jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Benutzte PSA und Medizinprodukte müssen immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

PANO GmbH	info@panogmbh.com	www.panogmbh.com
Lagerbedingungen	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlung und Ozonquellen schützen.	Haltbarkeitsdauer Dieses Produkt hat eine 3 jährige Haltbarkeitsdauer.

Telefonnummer Customer Service: Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten unter der 02182 / 8716154

Ursprungsland Türkei