

MoliCare® Premium Fixpants long leg, Fixierhosen

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Bei MoliCare® Premium Fixpants long leg handelt es sich um nicht invasive, nicht sterile Fixiersysteme für die sichere und hygienische Fixierung aller Arten von Inkontinenzeinlagen bei langfristigem Körperkontakt. Sie können von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen für Menschen mit intakter Haut eingesetzt werden.

MoliCare® Premium Fixpants long leg sind leicht, weich und luftdurchlässig, aus besonders strapazierfähigem, nahtlosem Material in sehr dichter Qualität, die sie extra widerstandsfähig gegen Laufmaschen macht. Dank ihres Materials wirken MoliCare® Premium Fixpants long leg wie reguläre Unterwäsche, wobei der Nässeindikator jedoch sichtbar bleibt.

Diese Unisex-Fixierhosen sind wiederverwendbar und können zusammen mit MoliCare® Premium Form, MoliCare® Form sowie anderen Arten von Inkontinenzeinlagen eingesetzt werden, ebenso mit Einlagen für Wöchnerinnen. Die Fixierhosen eignen sich sowohl für immobile/bettlägerige als auch mobile/aktive Patienten/Bewohner (Frauen und Männer).

Dank ihrer hohen Elastizität erleichtern sie den Wechsel und die korrekte Positionierung der Einlagen. Die Größen sind durch eingewebte Farbstreifen gekennzeichnet.

Die Produkte eignen sich für die Versorgung bei Blasenschwäche sowie bei Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden.

MoliCare® Premium Fixpants long leg können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden.

Anwendung/Indikation

Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden



Artikelnummern*

Verpackung	P25	P5
Größe S	947790	947795
Größe M	947791	947796
Größe L	947792	947797
Größe XL	947793	947798
Größe XXL	947794	947799
Größe XXXL	947789	947815

*Möglicherweise ist das volle Sortiment nicht in allen Ländern erhältlich.

MoliCare® Premium Fixpants long leg, Fixierhosen

Wiederverwendbares Produkt

Die Produkte behalten über lange Zeit ihre stabile Passform und können bis zu 50-mal gemäß der auf der Verpackung aufgedruckten Anleitung gewaschen werden. Bei Nichtbefolgung der Waschanleitung können die Dehnbarkeit der elastischen Fasern und die Passform des Produkts bzw. dessen Fixierleistung beeinträchtigt werden. Weitere Informationen auf Anfrage.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten von MoliCare® Premium Fixpants long leg entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den jeweiligen vor Ort geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Leistungsmerkmale des Produkts

Merkmale	Einheit	S	MM	L	XL	XXL	XXXL
Gesamtgewicht:*	[g]	18,0	20,0	22,0	24,0	25,0	29,5

* ± 2 g Gewichtsabweichung

Materialeigenschaften

Material	Anteil [%]
Polyester	95
Elastan	3
Polyamid	2

Produktmerkmale

Abmessungen	S	MM	L	XL	XXL	XXXL
Hüftumfang in ungedehntem Zustand: [mm]:*	195	225	250	270	285	350
Höhe in ungedehntem Zustand: [mm]:	Min. 190	Min. 200	Min. 220	Min. 250	Min. 270	355 ± 15%

MoliCare® Premium Fixpants long leg, Fixierhosen

Hüfte unter 2200 g Belastung [mm]:	590**	640**	680***	710***	740***	800 ± 15%
Bein unter 2200 g Belastung [mm]: *	330	340	350	370	390	490 ± 15%

* ± 30 mm Maßabweichung

** ± 35 mm Maßabweichung

*** ± 40 mm Maßabweichung

**** ± 40 mm Maßabweichung

Kennzeichnung

für die Größen S-XXL: 8-stelliger Chargen-Code

z. B.: 20089822



XX

XX

XX

XX

Produktionsmonat

Produktionstag

Schichtnummer

Maschinennummer

für Größe XXXL: 10-stelliger Chargen-Code

z. B.: 2001082212



XX

XX

XX

XXX

XX

Produktionsjahr

Produktionsmonat

Produktionstag

Fertigungslosnummer

Verpackernummer

Herstellungsdatum

z. B.: 2020
Jahr01
Monat

08

Tag

Verfalldatum

z. B.: 2025
Jahr01
Monat

08

Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



MoliCare[®] Premium Fixpants long leg, Fixierhosen

CE-Kennzeichnung



Waschbar bei bis zu 60°C



Nicht bleichen



Trocknergeeignet (niedrige Temperatur)



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen



Letzter Überarbeitungsstand: 2020-02-03