

Suavel® OP PRO Expert/ Suavel® OP PRO Expert

SMMS OP-Mantel, verstärkt, steril /
SMMS surgical gown, reinforced, sterile



Produktdaten / Description

| REF | Größe / Size | Gewicht / Weight | Farbe / Color | Verpackung / Packaging | PZN |
|------|---------------------------|-----------------------|---------------|---|----------|
| 5551 | M, 120 x 140 cm +/- 2cm | 43 g / m ² | Blau / blue | Packung / Package: 1 St. / pcs. Karton / Carton: 30 Packungen / Packages | 15295716 |
| 5552 | L, 130 x 150 cm +/- 2cm | 43 g / m ² | Blau / blue | Packung / Package: 1 St. / pcs. Karton / Carton: 30 Packungen / Packages | 15295722 |
| 5553 | XL: 150 x 160 cm +/- 2cm | 43 g / m ² | Blau / blue | Packung / Package: 1 St. / pcs. Karton / Carton: 30 Packungen / Packages | 15295739 |
| 5554 | XXL: 170 x 160 cm +/- 2cm | 43 g / m ² | Blau / blue | Packung / Package: 1 St. / pcs. Karton / Carton: 30 Packungen / Packages | 15295745 |

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description

Die kombinierten Lagen garantieren eine hohe Barriere-wirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalien. Der Kittel ist zudem blickdicht, reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv für einen guten Trage-komfort. Verschlussbänder mit Sterilkarte an der Taille, sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss und Klettverschluss am Nacken. Verstärkung im Brust- und Bauchbereich. In einem Einschlagtuch aus SMS mit zwei Papiertücher, enthält doppelte Zählkarten. Steril für den Einmalge-brauch. / The combined layers guarantee a high barrier effect against liquids, germs and light chemicals. The gown is also opaque, tear-resistant and at the same time breathable for good wearing comfort. Closure tapes with sterile card at the waist, as well as tricot cuffs as sleeve ends and velcro at the neck. Reinforcement on chest and on the front. In a wrap of SMS with two paper towels, contains double counting cards. Sterile for single use.

Materialzusammensetzung / Material composition:

Mantel/gown: Polypropylen SMMS/polypropylene SMMS, Ärmelbündchen/cuff: Polyester/polyester Klettverschluss/velcro: Polyester/polyester, Polyamid/polyamide, Verstärkung/reinforcement:

Polypropylenvlies/polypropylen fleece, transparente Polyethylenfolie/transparent polyethylene film

Anwendungsbereich / Area of Use

Bei operativen Eingriffen wird beim Tragen des Suavel® OP PRO Expert der Übergang von Partikeln und infektiösen Material vom Operationsteam zur Operationswunde und umgekehrt verhindert. / During surgical procedures, wearing Suavel® OP PRO Expert prevents the transfer of particles and infectious material from the surgical team to the surgical wound and vice versa.

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN 13795
- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC:
Medizinprodukt der Klasse Is /
Medical device class Is

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) / 5 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect from sunlight)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.