

# activaGown<sup>®</sup>

## Technisches Datenblatt

Typbezeichnung	Infektionsschutzkittel
Handelsmarke	activaGown <sup>®</sup>
Produktbeschreibung	Einweg-PP-Schutzkittel für Laborarbeiten, Hygieneprävention, Pflegefachleute sowie Lebensmittelindustrie. Der PP-Schutzkittel ist zur Nutzung bei der Grundversorgung im Rahmen von MRSA-, MRGN- und ESBL-Infektionen einsetzbar.
Anwendbare Standards	Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß VO 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten
EN Spezifikation	DIN EN 14126
Material	PP-Vlies (Polypropylen) PE (Polyethylen)
Materialstärke	(PP) 17 g/m <sup>2</sup> ± 2g/m <sup>2</sup> (PE) 15 g/m <sup>2</sup> ± 2g/m <sup>2</sup>
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Abmessung	(B) 139 cm x (H) 139 cm
Farbe	Blau
Verpackungseinheit (VPE)	10 St. / Polybeutel
Kennzeichnung (VPE)	Mögliche Hinweise auf VPE beachten
Entsorgung	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes.

*Überprüfen Sie vor Gebrauch den PP-Schutzkittel kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den PP-Schutzkittel auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte PP-Schutzkittel auf keinen Fall verwenden! Die PP-Schutzkittel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.*