

BeeSana® Saugkomresse / BeeSana® absorbent pad

Unsere sterile Saugkomresse für hohe Flüssigkeitsaufnahme /
Our sterile absorbent pad for superior fluid absorption



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Verpackung / Packaging	PZN
1354	Ca. 10 x 10 cm	60 x 1 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 60 x 1 pcs per package.; 10 packages per carton	08416059
1355	Ca. 10 x 20 cm	30 x 1 Stück pro Packung; 12 Packungen pro Karton / 30 x 1 pcs per package.; 12 packages per carton	06193514
1388	Ca. 15 x 25 cm	30 x 1 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 30 x 1 pcs per package.; 8 packages per carton	12146602
1356	Ca. 20 x 20 cm	30 x 1 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 30 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	08416042
1357	Ca. 20 x 40 cm	25 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 25 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton	07737904

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description Zur Wundversorgung von sezernierenden Wunden in medizinischen Bereichen. Saugkompressen eignen sich zudem zur Abpolsterung von Wunden, zu 1 Stück eingeseigelt, einfach steril, nur für den Einmalgebrauch /
For wound care of exuding wounds in medical areas. Absorbent dressings are also suitable for padding wounds, single sterile, sealed to 1 piece, for single use only.

Inhaltsstoffe/ Ingredients Saugfähiger Kern: Zellulose-Zellstoff/ Absorbent core: cellulose pulp
Rückseitenschicht: Polyethylen-Schicht / Backsheet: Polyethylene layer
Innenseite: Vliesstoff / Interior side: non-woven

Haltbarkeit / Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/
Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.