

# Cellacare® Cervical Plus Classic

## Cervicalstütze

REF 33580 – 33588

Stand: Februar 2018

### 1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die Cellacare® Cervical Plus Classic besteht aus folgenden Materialien:

- Polyurethan
- Baumwolle
- Elasthan
- Polyamid
- Polypropylen
- Polyethylen
- Polyester

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

| REF   | Produktbezeichnung               | Halsumfang | Größe | Höhe   |
|-------|----------------------------------|------------|-------|--------|
| 33580 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 28 – 34 cm | 1     | 7,5 cm |
| 33581 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 28 – 34 cm | 1     | 9 cm   |
| 33582 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 28 – 34 cm | 1     | 11 cm  |
| 33583 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 34 – 42 cm | 2     | 7,5 cm |
| 33584 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 34 – 42 cm | 2     | 9 cm   |
| 33585 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 34 – 42 cm | 2     | 11 cm  |
| 33586 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 42 – 50 cm | 3     | 7,5 cm |
| 33587 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 42 – 50 cm | 3     | 9 cm   |
| 33588 | Cellacare® Cervical Plus Classic | 42 – 50 cm | 3     | 11 cm  |

#### 2.1 Grundpackung / Unit Container

- see 2.2

#### 2.2 Handelspackung / Shelf Container

- 1 Stück = 1 Faltschachtel  
bestehend aus Zellulose, Gebrauchsanweisung aus Zellulose

#### 2.3 Versandpackung / Transit Container

- 18 Stück = 1 Wellfaltkiste  
bestehend aus aus Zellulose

### **3. Herstellung**

Die Cellacare® Cervical Plus Classic wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

### **4. Beschreibung**

Unterstützt die Stabilisierung der Halswirbelsäule und trägt durch Warmhalten der Muskulatur dazu bei, Verspannungen der Nackenmuskulatur zu verringern. Verstärkte Stützung und Bewegungseinschränkung (Immobilisierung) durch zusätzliches Stabilisierungselement.

Die Cellacare® Cervical Plus Classic ist in verschiedenen Größen erhältlich.

### **5. Eigenschaften (siehe auch aktuelle Gebrauchsinformation)**

- Einfache Handhabung, da der Umfang durch den Klettverschluss variabel angepasst werden kann.
- Cellacare® Cervical Plus Classic hat einen Überzug aus doppeltem Jersey, der dank des Baumwollgehalts hautfreundlich ist.
- Ermöglicht eine gute Hygiene, da der abnehmbare Jerseyüberzug und die Cellacare® Cervical Plus Classic bei 30 °C waschbar sind.
- Cellacare® Cervical Plus Classic hält durch die vollständige Umschließung den Hals warm.
- Sie ist angenehm leicht.
- Tragekomfort, der durch eine anatomisch geformte Aussparung im Kinnbereich und durch die verschiedenen Größen des Produktes erreicht wird.
- Der Polyethylschaum in Kombination mit dem Polypropylenstreifen verstärkt das Stabilisierungsvermögen der Cellacare® Cervical Plus Classic.

### **6. Zweckbestimmung / Anwendung (siehe auch aktuelle Gebrauchsinformation)**

Gebrauchsfertige, anatomisch geformte Cervicalstütze mit Kinnaussparung und Verstärkung.

### **7. Zuordnung / Klassifizierung**

Die Cellacare® Cervical Plus Classic ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt der Klasse I.  
(Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG, Anhang IX)

## 8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

(Biological evaluation and biocompatibility, DIN EN ISO 10993)

Die Ausgangsstoffe, die für die Herstellung der Cellacare® Cervical Plus Classic verwendet werden, sind bei einer sachgemäßen Anwendung des Produktes unbedenklich.

Mit der hier vorliegenden Dokumentation und den darin gemachten Aussagen wird demonstriert, dass das Medizinprodukt Cellacare® Cervical Plus Classic so ausgelegt, hergestellt und verpackt ist, dass seine Anwendung weder den klinischen Zustand und die Sicherheit der Patienten noch die Sicherheit und die Gesundheit der Anwender oder ggf. Dritter gefährdet noch ein Risiko besteht, wenn die Cellacare® Cervical Plus Classic unter den vorgesehenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

## 9. Haltbarkeit


Die Cellacare® Cervical Plus Classic ist vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren (vorzugsweise in der Originalverpackung). Die Cellacare® Cervical Plus Classic darf nach dem letzten Tag des auf der Verpackung angegebenen Monats (Haltbarkeitsdatum) nicht mehr verwendet werden.

## 10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.

Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
D-56579 Rengsdorf  
ppa.



Dr. Klemens Schulz  
Director Global Portfolio Management