


Helimatic Neutralizer C

Saures Neutralisationsmittel zur maschinellen Instrumentenaufbereitung
Neutralisant acide pour le traitement des instruments chirurgicaux en machine



verdünnt anwenden
utiliser dilué

Zusammensetzung
100 g Lösung enthalten:
15 - 30 % Citronensäure und Hilfsstoffe

Composition
100 g de solution contiennent:
15 - 30 % acide citrique et excipients

Dosierung / Dosage
0.5 - 3 ml / l (0.05 - 0.3 %)

B | BRAUN

09/01-851212

