



Vasco® OP | Technisches Datenblatt

Operationshandschuh (steril)

Produktvarianten	Größe	Vasco® OP free	Vasco® OP Sensitive	Vasco® OP Protect
	6	REF 9208305	REF 6081002	REF 6035000
	6.5	REF 9208313	REF 6081010	REF 6035019
	7	REF 9208321	REF 6081029	REF 6035027
	7.5	REF 9208330	REF 6081037	REF 6035035
	8	REF 9208348	REF 6081045	REF 6035043
	8.5	REF 9208356	REF 6081053	REF 6035051
	9		REF 6081060	
Zeigefinger Länge (mm)	6	60 ± 2	60 ± 2	61 ± 2
	6.5	63 ± 2	63 ± 2	64 ± 2
	7	66 ± 2	66 ± 2	67 ± 3
	7.5	71 ± 3	71 ± 3	72 ± 3
	8	74 ± 3	74 ± 3	75 ± 3
	8.5	77 ± 3	77 ± 3	80 ± 3
	9		80 ± 3	
Handbreite (mm)	6	79 ± 3	79 ± 3	79 ± 3
	6.5	85 ± 3	85 ± 3	85 ± 3
	7	91 ± 3	91 ± 3	91 ± 3
	7.5	97 ± 3	97 ± 3	97 ± 3
	8	105 ± 3	105 ± 3	104 ± 3
	8.5	111 ± 3	111 ± 3	111 ± 3
	9		112 ± 3	
Komplette Länge (mm – min)	6	270	270	270
	6.5	270	270	270
	7	280	270	270
	7.5	280	280	280
	8	280	280	280
	8.5	285	285	285
	9		285	
Wanddicke (mm - doppelte Wanddicke)	Handfläche	0.45 ± 0.06	0.44 ± 0.05	0.44 ± 0.05
	Finger (max)	0.52	0.54	0.54
	Schaft (min.)	0.35	0.32	0.34



		Vasco® OP free	Vasco® OP Sensitive	Vasco® OP Protect
Material	Material	Polyisoporen	Naturalatex	Naturalatex
	Proteingehalt	latexfrei	≤ 30 µg/g	*
	Innenfläche	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
	Puder	puderfrei	puderfrei	Maisstärke **
Oberflächenbehandlung		Silikonbehandlung		
Zusatzstoffe	Beschleuniger	Zn-Dithiocarbamat, Xanthogenat	Zn-Dithiocarbamat	Zn-Dithiocarbamat
	Vulkanisationsmittel	Schwefel		
	Aktivator	Zinkoxid		
	Alterungsschutz	sterisch gehinderte Phenole		
Design	Handschuhform	gerade Finger, beidhändig passend		
	Rand	Rollrand		
	Oberfläche	mikrorau, texturiert im Fingerbereich		
	Innenfläche	glatt		
	Farbe	creme	naturweiß	naturweiß
Reißfestigkeit	während Haltbarkeit	min 9 N	min 12 N	min 12 N
	nach Alterung	min 6 N	min 9 N	min 9 N
AQL	Wasser-Dichtheit	1.0	1.0	1.0
pH-Wert				
Bioburden	Koloniebildende Einheit	< 100 KBE / Handschuh		
Endotoxine	Endotoxin Einheit	< 20 EE / Handschuh		
Logistik	Verpackung	Sterile Packung mit 1 Paar Handschuhen links/rechts mit gestulptem Bund in Papierverpackung		
	Dispenserkarton	40 Paare	40 Paare	50 Paare
	Transportkarton	10 x 40 Paare	10 x 40 Paare	10 x 50 Paare
	Haltbarkeit	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
	Lagerung	Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.		
Sterilisation		Gamma-Bestrahlung		
Produktbezogene Normen		DIN EN 455 1-4		
Qualitätszertifikate		ISO 13485; ISO 9001; EG-Zertifikat: G1, Anhang II MPG 93/42/EWG		
Produktklassifizierung		Medizinprodukt gemäß MPG 93/42/EWG, Klasse II a, CE 0123		

* nur für puderfreie Latex-Handschuhe angegeben ** Menge ausreichend für einfaches Anziehen, entsprechend US Pharmacopoe

Alle Angaben sind typische Einzelwerte. Änderungen vorbehalten.

Sparte OPM | Dokument-Nr.: MG-TD-Vasco OP | Stand: September 2010 | Seite 2 von 2