


Produktbeschreibung /Product description

Art.-Nr. /Item No.: 1030328
Artikel /Item: Wattestäbe WA 1, PP-Stab, kleiner Viskosekopf, unsteril
Cotton swabs WA 1, PP-stick, small viscose head, non-sterile



Materialien /Materials:

Stab /Stick: PP (Polypropylen) /PP (polypropylene)
Kopf /Head: 100% Viskose /100% viscose

Abmessungen: Gesamtlänge mit Kopf /Total length with head: **A:** 150 +/- 2mm
/Sizes: Stab /Stick: **B:** 146 +/- 1 mm Länge /length
C: 2,5 +/- 0,1 mm Durchmesser /diameter
Kopf /Head: **D:** 5-5,5 mm Durchmesser /diameter
E: 12 +/- 2 mm Länge /length

Verwendungszweck: Um eine Substanz (z.B. ein Medikament) zur HNO-Behandlung aufzubringen und um oberflächliche Wunden zur Absorption, Barriere oder Kompression zu pflegen. Benutzung nur durch medizinisches Personal oder Experten
/Intended Use: A device intended used to apply a substance (eg medication) to the Ear/Nose/Throat (ENT) treatment and to care the superficial wound for absorption, barrier or compressing. Alone, single use and transient use (< 60 min). Use only by medical staff or professional.

Kontraindikation: Nicht benutzen, wenn das Produkt schmutzig oder sichtbar beschädigt ist.
/Contraindication of use: Not use if the device is dirty or has visual defects. If packaging is damaged or open do not use.

Besond. Anforderungen: Darf nicht mit Alkohol und Octenisept benutzt werden!
/Special requirement for use: Should not be used with Alcohol and Octenisept!

Kontakt m. Substanzen: Der Hersteller hat die Kompatibilität mit folgenden Substanzen demonstriert:
/Device comes into contact with substance: Manufacturer has demonstrated compatibility with the following substances:
- Wasser /Water
- Wasserstoffperoxid (3%) /Peroxide water (3%)
- Betadine /Betadine
- Eosin /Eosine
- Merfen /Merfen



Export und Fabrikation
- seit 1949 -

Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH • Rudorffweg 10 • 21031 Hamburg

Sterilität /Sterility:	Lieferung unsteril. /Delivery non-sterile.
Haltbarkeit /Shelf life:	5 Jahre nach Stabherstellung/5 years after manufacture of swabs
Verpackung: /Packaging:	100 Stück/Beutel, 40 Beutel/Karton 100 pcs./bag, 40 bags/carton
Lagerung: /Storage:	Unter normalen Bedingungen in geschlossener Originalverpackung oder unter atmosphärischen Bedingungen Standard conditions in closed original packaging or atmospheric conditions
Gebrauchsanweisung: /Instruction for use:	Gebrauchsanweisungen sind nicht erforderlich, weil eine sichere Anwendung auch ohne Gebrauchsanweisung gegeben ist (gemäß Anhang I, §13 Richtlinie 93/42/EWG). No instruction for use needed as the product can be used safely without such instruction (as per annex I, §13 MDD 93/42/EEC).
Klassifizierung: /Classification:	Medizinprodukt Klasse I, unsteril, Regel 4 und 5 Medical device class I, non-sterile, rule 4 und 5
Angewandte Normen: /Norms:	DIN EN 13485, DIN EN 15223, DIN EN 14971, EN 10993, EN 14079, MPG (Medizinproduktegesetz /German Medical Product law), RL /MDD 93/42/EWG, RL /MDD 2007/47/EG



© www.herenz.de

www.herenz.de

Telefon +49-040-739-20-40
Telefax +49-040-739 20-439
E-Mail hhh@herenz.de
ILN 40 49434 00000 8
PD_WA1-1030328_PP-Viskose.docx

Geschäftsführer

Dieter Cyll, Antje Herenz-Cyll
Amtsgericht Hamburg HRB 48884
Steuer-Nr. 44/780/02888
USt.-Id.-Nr. DE 118 665 646

Postbank Hamburg

BLZ 200 100 20
Kto.-Nr. 6846 46 200
IBAN DE97200100200684646200
Swift-Code PBNKDEFF
Seite 2 von 2

Deutsche Bank AG

BLZ 200 700 00
Kto.-Nr. 55 00 251
IBAN DE82200700000550025100
Swift-Code DEUTDEHH

Hamburger Sparkasse

BLZ 200 505 50
Kto.-Nr. 1085 243 002
IBAN DE87200505501085243002
Swift-Code HASPDEHH

12.07.2018 rev. 3