

Cellacare® Genu Comfort

Kniegelenkbandage

REF 34180 – 34187, 138180 - 138184

April 2021

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die Cellacare® Genu Comfort besteht aus folgenden Materialien:

- Polyamid
- Elasthan
- Baumwolle
- Polyester
- Polyvinylchlorid (PVC)
- Polyurethan
- Stahl
- Silikon

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produkt-bezeichnung	Größe	Waden-umfang (cm)	Patella-umfang (cm)	Ober-schenkel-umfang (cm)	Farbe
34180	Cellacare® Genu Comfort	1	23-27	25-29	33-37	taupe / weiß
34181	Cellacare® Genu Comfort	2	27-31	29-33	37-41	taupe / weiß
34182	Cellacare® Genu Comfort	3	31-35	33-37	41-45	taupe / weiß
34183	Cellacare® Genu Comfort	4	35-39	37-41	45-49	taupe / weiß
34184	Cellacare® Genu Comfort	5	39-43	41-45	49-53	taupe / weiß
34185	Cellacare® Genu Comfort	6	43-47	45-49	53-57	taupe / weiß
34186	Cellacare® Genu Comfort	7	47-51	49-53	57-61	taupe / weiß
34187	Cellacare® Genu Comfort	8	51-55	53-57	61-65	taupe / weiß
138180	Cellacare® Genu Comfort	4+	35-39	37-41	49-53	taupe / weiß
138181	Cellacare® Genu Comfort	5+	39-43	41-45	53-57	taupe / weiß
138182	Cellacare® Genu Comfort	6+	43-47	45-49	57-61	taupe / weiß

138183	Cellacare® Genu Comfort	7+	47-51	49-53	61-65	taupe / weiß
138184	Cellacare® Genu Comfort	8+	51-55	53-57	65-69	taupe / weiß

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

siehe 2.2

2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Faltschachtel aus Zellulose
1 Gebrauchsanweisung aus Zellulose

2.3 Versandpackung / Transit Container

48 Faltschachteln = 1 Wellfalkiste aus Zellulose

3. Herstellung

Die Cellacare® Genu Comfort wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Die Cellacare® Genu Comfort ist eine Kniebandage mit kompressiver und stabilisierender Wirkung. Seitliche Stege tragen zur Unterstützung des Kniegelenks bei.

5. Eigenschaften

- körpergerechte Passform
- dreidimensional anatomisch formgestrickt
- zweizugelastisches Trägermaterial
- angenehmes Hautgefühl
- hautfreundlich dank des Mikrofasermaterials
- Feuchtigkeit von der Körperoberfläche nach außen ableitend
- komfortabler Sitz
- patentierte Softkomfortzone in der Kniekehle
- hohe Elastizität trägt zur Begrenzung der Rutschneigung bei

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Unterstützung bei der Kompression und Stabilisation des Knies.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Die Cellacare® Genu Comfort ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt der Klasse I (gemäß Richtlinie 93/42/EWG und Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

(Biological evaluation and biocompatibility, DIN EN ISO 10993)

Die Ausgangsstoffe, die für die Herstellung der Cellacare® Genu Comfort verwendet werden, sind bei einer sachgemäßen Anwendung des Produktes unbedenklich.

Mit der hier vorliegenden Dokumentation und den darin gemachten Aussagen wird demonstriert, dass das Medizinprodukt Cellacare® Genu Comfort so ausgelegt, hergestellt und verpackt ist, dass seine Anwendung weder den klinischen Zustand und die Sicherheit der Patienten noch die Sicherheit und die Gesundheit der Anwender oder ggf. Dritter gefährdet noch ein Risiko besteht, wenn die Cellacare® Genu Comfort unter den vorgesehenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

9. Anforderung an Sicherheit/Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe

Derzeit liegen uns keine Informationen zur bedenklichen Inhaltsstoffen vor.

10. Haltbarkeit

Die Cellacare® Genu Comfort ist vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren (vorzugsweise in der Originalverpackung). Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 5 Jahre. Die Cellacare® Genu Comfort darf nach dem letzten Tag des auf der Verpackung angegebenen Monats (Haltbarkeitsdatum) nicht mehr verwendet werden.

11. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten. Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf



Peter Grillitsch
Director of Global Marketing