

Lenkelast® color

Elastische Universalbinde

REF 19446 - 19448, 19456 - 19458, 19466 - 19468

März 2022

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die Lenkelast® color Elastische Universalbinde besteht aus:

- Baumwolle (63%)
- Polyamid (36%)
- Elasthan (1%)

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbezeichnung	Merkmal
19446	Lenkelast® color blau	6 cm x 5 m
19447	Lenkelast® color blau	8 cm x 5 m
19448	Lenkelast® color blau	10 cm x 5 m
19456	Lenkelast® color grün	6 cm x 5 m
19457	Lenkelast® color grün	8 cm x 5 m
19458	Lenkelast® color grün	10 cm x 5 m
19466	Lenkelast® color rot	6 cm x 5 m
19467	Lenkelast® color rot	8 cm x 5 m
19468	Lenkelast® color rot	10 cm x 5 m

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

s. 2.2

2.2 Handlungspackung / Shelf Container

10 Stück = 1 Faltschachtel aus Zellulose

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfalkiste aus Zellulose

REFs	Stück	Faltschachteln
19446, 19456, 19466	80	8
19447, 19448, 19457, 19458, 19467, 19468	60	6

3. Herstellung

Die Lenkelast® color wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Die Lenkelast® color ist eine dauerelastische Universalbinde in den Farben rot, blau und grün.

5. Eigenschaften

- längselastisch (ca. 115%)
- griffig, fein
- dauerelastisch
- luftdurchlässig
- faltenarmes Anlegen
- guter Sitz des fertigen Verbandes
- mit Webkanten

6. Zweckbestimmung / Anwendung

- Zum Stützen und entlasten
- Fixierverbände in der Wundversorgung

7. Zuordnung / Klassifizierung

Die Lenkelast® color ist ein Medizinprodukt gemäß Regel 1 der Klasse I (gemäß der Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

(Biological evaluation and biocompatibility, DIN EN ISO 10993)

Die Ausgangsstoffe, die für die Herstellung der Lenkelast® color verwendet werden, sind bei einer sachgemäßen Anwendung des Produktes unbedenklich.

Mit der hier vorliegenden Dokumentation und den darin gemachten Aussagen wird demonstriert, dass das Medizinprodukt Lenkelast® color so ausgelegt, hergestellt und verpackt ist, dass seine Anwendung weder den klinischen Zustand und die Sicherheit der Patienten noch die Sicherheit und die Gesundheit der Anwender oder ggf. Dritter gefährdet noch ein Risiko besteht, wenn sie unter den vorgesehenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

9. Anforderungen an Sicherheit/Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe

Derzeit liegen uns keine Informationen zu bedenklichen Inhaltsstoffen vor.

10. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung (trocken, vor Staub und Licht geschützt) beträgt die Haltbarkeit der Lenkelast® color 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

11. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.

Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.



Peter Grillitsch
Director Global Marketing