

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02101**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Mundschutz
3-lagig, zum Binden



MAßE	
Länge	Breite
175 mm	95 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> Papier					
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Berry [Berry]	<input type="checkbox"/> Bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> Cedro [C]	<input checked="" type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> Lila [L]
	<input checked="" type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	<input checked="" type="checkbox"/> Orange [O]	<input checked="" type="checkbox"/> Pink [P]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Platinum/Grau [PT]
	<input type="checkbox"/> blau gemustert [DB]	<input type="checkbox"/> weinrot gemustert [WR]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]	<input type="checkbox"/> Schwarz-Rot-Gold	<input type="checkbox"/> Clean Ocean / Ozeangrün [CO]		
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Typ IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Lagen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> mit Ventil	<input type="checkbox"/> Antifog	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> mit Aktivkohlefilter
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung $\geq 98\%$, Spritzwiderstand ≥ 16 kPa						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	

geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					
--------------	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02101**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Mundschutz
3-lagig, zum Binden



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	50	
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941030876	
GTIN Unterverpackung Berry [Berry]	-	
GTIN Unterverpackung Bordeaux ([BR]	-	
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-	
GTIN Unterverpackung Grün [G]	4044941030883	
GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]	-	
GTIN Unterverpackung Lila [L]	4044941013565	
GTIN Unterverpackung Lime [L]	4044941031880	
GTIN Unterverpackung Mix [Mix]	-	
GTIN Unterverpackung Orange [O]	4044941030890	
GTIN Unterverpackung Pink [P]	4044941030906	
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	4044941030869	
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	4044941030913	
GTIN Unterverpackung Platinum [PT]	-	
GTIN Unterverpackung blau gemustert [DB]	-	
GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold	-	
GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]	-	
Maße & Größe		
Länge	180 mm	
Breite	110 mm	
Höhe	115 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	215 g	250 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	190 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	168 kg	193 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941030937	
GTIN Umverpackung Berry [Berry]	-	
GTIN Umverpackung Bordeaux [BR]	-	
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-	
GTIN Umverpackung Grün [G]	4044941030944	
GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]	-	
GTIN Umverpackung Lila [L]	4044941013572	
GTIN Umverpackung Lime [L]	4044941031897	
GTIN Umverpackung Mix [Mix]	-	
GTIN Umverpackung Orange [O]	4044941030951	
GTIN Umverpackung Pink [P]	4044941030968	
GTIN Umverpackung Weiß [W]	4044941030920	
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	4044941030975	
GTIN Umverpackung Platinum [PT]	-	
GTIN Umverpackung blau gemustert [DB]	-	
GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold	-	
GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]	-	
Maße & Größe		
Länge	570 mm	
Breite	190 mm	
Höhe	250 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	2.500 g	3.000 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02101**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Mundschutz
3-lagig, zum Binden



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Maske in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
Entsorgung	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ANZIEHEN: Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. AUSZIEHEN: Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entsorgen des Mundschutzes Hände desinfizieren.