

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02201**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**

**Mundschutz**

**3-lagig, mit Elastikband**



MAßE	
Länge	Breite
175 mm	95 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> Papier					
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Berry [Berry]	<input checked="" type="checkbox"/> Bordeaux [BR]	<input checked="" type="checkbox"/> Cedro [C]	<input checked="" type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Lagoon [Lagoon]	<input checked="" type="checkbox"/> Lila [L]
	<input checked="" type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input checked="" type="checkbox"/> Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	<input checked="" type="checkbox"/> Orange [O]	<input checked="" type="checkbox"/> Pink [P]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Platinum/Grau [PT]
	<input type="checkbox"/> Blau gemustert [DB]	<input type="checkbox"/> Weinrot gemustert [WR]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]	<input type="checkbox"/> Schwarz-Rot-Gold	<input type="checkbox"/> Clean Ocean / Ozeangrün [CO]		
Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/> Typ IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Lagen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> mit Ventil	<input type="checkbox"/> Antifog	<input checked="" type="checkbox"/> mit Ohrschlaufen	<input type="checkbox"/> mit Aktivkohlefilter
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung $\geq 98\%$ , Spritzwiderstand $\geq 16$ kPa						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			<b>CE</b>
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	

geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					
--------------	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02201**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Mundschutz**  
**3-lagig, mit Elastikband**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	50	
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941030753	
GTIN Unterverpackung Berry [Berry]	-	
GTIN Unterverpackung Bordeaux ([BR]	4044941711874	
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	4044941706948	
GTIN Unterverpackung Grün [G]	4044941030760	
GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]	-	
GTIN Unterverpackung Lila [L]	4044941031019	
GTIN Unterverpackung Lime [Lime]	4044941029986	
GTIN Unterverpackung Mix [Mix]	4044941030982	
GTIN Unterverpackung Orange [O]	4044941030777	
GTIN Unterverpackung Pink [P]	4044941030784	
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	4044941030746	
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	4044941030791	
GTIN Unterverpackung Platinum [PT]	-	
GTIN Unterverpackung blau gemustert [DB]	-	
GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold	-	
GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	180 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	85 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	165 g	200 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	167 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	160 kg	185 kg

LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941030814	
GTIN Umverpackung Berry [Berry]	-	
GTIN Umverpackung Bordeaux [BR]	4044941711881	
GTIN Umverpackung Cedro [C]	4044941706955	
GTIN Umverpackung Grün [G]	4044941030821	
GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]	-	
GTIN Umverpackung Lila [L]	4044941031026	
GTIN Umverpackung Lime [Lime]	4044941029993	
GTIN Umverpackung Mix [Mix]	4044941030999	
GTIN Umverpackung Orange [O]	4044941030838	
GTIN Umverpackung Pink [P]	4044941030845	
GTIN Umverpackung Weiß [W]	4044941030807	
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	4044941030852	
GTIN Umverpackung Platinum [PT]	-	
GTIN Umverpackung blau gemustert [DB]	-	
GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold	-	
GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	520 mm	
Breite	190 mm	
Höhe	190 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	2.000 g	2.500 g

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02201**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Mundschutz**  
**3-lagig, mit Elastikband**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Maske in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
<b>Entsorgung</b>	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Warnhinweise</b>	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
<b>An- und Ausziehanleitung</b>	<b>ANZIEHEN:</b> Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. <b>AUSZIEHEN:</b> Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entsorgen des Mundschutzes Hände desinfizieren.