

NEXA DOSIERSPENDER



Exakte Dosierung ohne Nachtropfen

Die Nexa Dosierspender zeichnen sich durch ihr elegantes Design aus. Ein Nachtropfen des Produktes wird technisch effektiv verhindert was Produktverschwendung, Kontamination sowie Stürze durch Ausrutschen vorbeugt. Die stabilen Spender sind einfach zu befüllen und eignen sich für alle Produkttypen - ob Gel-, Flüssig- oder Schaumprodukte aus dem Nexa Handhygieneprogramm.

NEXA DOSIERSPENDER:

■ **NEXA BERÜHRUNGSLOSER DOSIERSPENDER**
Energieeffizienter, berührungsloser Dosierspender zur automatischen Dosierung der richtigen Produktmenge

■ **NEXA MANUELLER DOSIERSPENDER**
Manueller Dosierspender mit Druckknopf oder optionaler Ellbogen-Bedienung

Mit Druckknopf gilt der Dosierspender als behandelte Ware im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu Biozidprodukten. Die Oberfläche des Druckknopfes hemmt das Wachstum von Bakterien (ISO 22196).
Material: Silberphosphatglas

■ **NEXA ELLBOGEN-BEDIENHEBEL (GRAU)**
Zur Verwendung mit dem manuellen Dosierspender von Nexa. Ermöglicht die Produktdosierung ohne Verwendung der Hände zum zusätzlichen Schutz vor Kreuzkontamination

■ **STATION ZUR HÄNDEDESINFEKTION**
Die mobile Station ist flexibel an vielerlei Standorten einsetzbar. Mit anpassbaren Grafiken für die individuelle Gestaltung von Hintergrund, Botschaft und Firmenlogo.
Kundenindividueller Druck: <http://ecolab-custom.graphics/>

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Maße (H x B x T): 236 x 140 x 102 mm
Gewicht: 0,51 kg (ohne Batterien)
Batterie: 3 Alkali-Mangan-Batterien Typ C
Artikel-Nr.: 10034386 (1 Stück)

Manueller Dosierspender mit Druckknopf
Maße (H x B x T): 236 x 140 x 102 mm
Gewicht: 0,39 kg
Artikel-Nr.: 10034385 (1 Stück)

Manueller Dosierspender mit Ellbogen-Bedienhebel
Maße (H x B x T): 236 x 140 x 180 mm
Gewicht: 0,49 kg
Artikel-Nr.: 10034385 (1 Stück) / 10034736 (5 Stück)

Artikel-Nr.: 10034736 (5 Stück)

Maße (H x B x T): 1300 x 340 x 280 mm
Artikel-Nr.: 10034851 (1 Stück) / 10034386 (1 Stück)

BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN

Den Dosierspender geschlossen halten und regelmäßig reinigen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Technische Änderungen vorbehalten.



Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 2000

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rein
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel: +43 (0)1 7152550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
+41 0800 326522