

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® - Flex Plus PF



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Bemerkungen:

Remarks:

Ausführungen:

Sizes:

Produktdaten:

Product Specification:

OP-Handschuhe aus Latex, Polymerbeschichtet mit Rollrand, steril, mikrogeraute Oberfläche, pudrerfrei und vollanatomisch geformt.
Surgery gloves made of latex, polymer coated, with rolled edge, sterile, micro-roughened surface, powderfree and anatomically shaped.

Für die chirurgisch invasive Anwendung.
For surgically invasive use.

MaiMed®- Flex Plus PF, steril / sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	6	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74650	4046153025749	4842718	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	6 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74655	4046153025763	4842693	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	7	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74660	4046153025787	4842724	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	7 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74665	4046153025800	4842730	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	8	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74670	4046153025824	4842747	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	8 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74675	4046153025848	4842753	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	9	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74680	4046153025862	4842776	4

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; ASTM D 3577; ISO 10282; EN 374
AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) Minimum thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Aging	
			Finger /	Hand / Palm	Schaft / Cuff	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
5 ½	mind. 280 mm	72 ± 5	0,22 mm ± 0,02 mm	0,21 mm ± 0,02 mm	0,17 mm ± 0,02 mm	mind. 12 N	mind. 750 %
6		76 ± 5					
6 ½		83 ± 5					
7		90 ± 5				Nach Alterung / After Aging	
7 ½		95 ± 5				mind. 9 N	mind. 600 %
8		103 ± 5					
8 ½		109 ± 5					
9		115 ± 5					

Proteingehalt / Protein content: < 50,0 µg/g - Messmethode / Measurement method:

Lowry modifiziert (EN 455-3) / Lowry modified (EN 455-3)

Beständig (Level 6) gegen folgende Chemikalien/resistant (level 6) to the following chemicals:

Natriumhydroxid 40% / Sodiumhydroxid 40%; Chlorhexidin 4% / Chlorthalidone 4%;

Glutaraldehyd 2,4%/Glutaraldehyde 2,4%; Formaldehyd 37% / Formaldehyde 37%;

Wasserstoffperoxid 3% / Hydrogen peroxide 3%

Elektronisch geprüft / Electrically tested

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Sterilisationsmethode: Gamma / Gamma

Sterilisation Method:

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de