



Diesin HG KONZENTRIERTES FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL

Diesin HG ist ein konzentriertes Flächendesinfektionsmittel mit ausgezeichneter Reinigungs- und Desinfektionsleistung. Aufgrund seines breiten Wirkspektrums eignet sich **Diesin HG** ideal zur Anwendung in medizinischen, öffentlichen und anderen infektionsgefährdeten Bereichen u.a. Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Sporthallen und Kindergärten. Zur Sicherstellung einer effizienten und sicheren Reinigung kann **Diesin HG** mit Ecolab Wischpflegeprodukten ohne Beeinträchtigung der Desinfektionswirkung gemischt werden. **Diesin HG** ist VAH zertifiziert und darüber hinaus nach den aktuellen EN Normen geprüft.

Anwendungsbereich: Für alle abwaschbaren Flächen wie Böden, Türen, Glas, Kacheln, Becken und Toiletten.

Bakterizid gemäß EN1276 - 0,25% - 15 Min. und 0,5% - 5 Min. sowie gemäß EN13697 - 1% - 5 Min. in verschmutzter Umgebung.


Levurozid gemäß EN13697 - 1% - 15 Min. in verschmutzter Umgebung.

- **Sauber** Breites Anwendungsspektrum, geprüfte Desinfektionssicherheit gemäß EN1276, EN13197 und VAH.
- **Sicher** Aldehydfreie, nicht flüchtige Wirkstoffkombination.
- **Effizient** Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang.



	Konzentration		Einwirkzeit
	%	ml/L	
Flächendesinfektion gem. VAH mit Mechanik (bakterizid, levurozid / clean & dirty conditions)	0,5	5	4 h
	1,0	10	1 h
	2,0	20	30 Min.
	3,0	25	15 Min.
Flächendesinfektion von rohem Holz kontaminiert mit Pilzen gem. DGHM Methode 1991	1,0	10	4 h
	2,0	20	1 h
Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5	5	10 Min.
Rota	0,5	5	15 Min.

ANWENDUNGSWEISE



1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
2. Geeignete Schutzkleidung bei Verwendung des Produktes tragen.
3. **Diesin HG** in notwendiger Konzentration mit Wasser (max. 30 °C) verdünnen.
4. Flächen und Gegenstände mit farbkodiertem Mikrofasertuch, getränkt mit gebrauchsfertiger Lösung wischen. Zur Vermeidung von Kreuzkontamination das Tuch nach jedem Zimmer wechseln.
5. Zur manuellen Reinigung des Bodens empfehlen wir **Diesin HG** in Kombination mit dem rasanTEC System.
6. **Diesin HG** gemäß EN Normen bzw. VAH Zertifizierung einwirken lassen.
7. Nicht nachspülen. Oberflächen trocknen lassen. Flächen und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind vor Gebrauch mit Trinkwasser nachzuspülen (Lebensmittelgesetz §31).

ANMERKUNGEN / INFORMATION

In 100 g Flüssigkeit sind enthalten: 15,0 g Benzalkoniumchlorid, 2,0 g Biphenyl-2-ol und 2,0 g Polyhexamethylenbiguanid.

Auf Anfrage werden Gutachten gerne zur Verfügung gestellt.

Nur für den professionellen Gebrauch.

SICHERHEITSHINWEIS

Produktbehälter nur leer und verschlossen entsorgen. Füllgutreste: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch Produktetikett und Produktinformation lesen.

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH-WERT

6 7 8 9 10 11 12

LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 25 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

3 x 2 L Flaschen 3005710
10 L Kanister 3005720