


KONTAKTLOSER DESINFEKTIONSSPENDER **AT-600**





INHALT

01 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

02 TECHNISCHE DATEN

03 VORTEILE

04 ANWENDUNGSBEISPIELE

05 KONTAKT




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kontaktloser Desinfektionsspender AT-600

Entdecken Sie den kontaktlosen, batteriebetriebenen Desinfektionsspender **AT-600** mit stabilem Standfuß – die ansprechende Lösung für optimale Hygiene-Voraussetzungen. Der stehende Desinfektionsmittelsspender mit wiederbefüllbarem Sprüh-Behälter sichert die kontaktlose Händedesinfektion durch sensorgesteuerte Sprühstöße, deren Dosierung mit 0,8 ml oder 1,5 ml einstellbar sind.

Das Desinfektions-Standgerät mit einem Flüssigkeitsvolumen von 600 ml in moderner weißer Optik eignet sich besonders für frequentierte Eingangsbereiche. Zudem ist der berührungslose Desinfektionsspender **AT-600** flexibel einsetzbar und durch ein Sicherheitsschloss vor unbefugtem Zugriff auf das Desinfektionsmittel geschützt. Der Desinfektionsspender mit Ständer ist gebrauchsfertig und wird auf Wunsch mit einem 5 l Kanister Händedesinfektionsmittel geliefert.

Optional haben Sie die Möglichkeit den kontaktlosen Desinfektionsspender in Ihrer Wunschfarbe inkl. Logo zu bestellen.





TECHNISCHE DATEN

Höhe:

102 cm

Farbe:

weiß, auf Wunsch auch mit Firmenlogo

Material:

Mast aus Aluminium, Durchmesser 9 cm

Standfuß:

aus Kunststoff, Durchmesser 30 cm

Behälter:


wiederbefüllbarer Sprüh-Behälter mit dosierbarem Sprühkopf

Inhalt Desinfektionsbehälter:

600 ml, einfach nachfüllbar

Technik:

Infrarot-Bewegungssensor inkl. LED-Licht bei Betrieb

**Dosierung:**

0,8 ml ODER 1,5 ml
(variabel)

4x AA Batterie

einfaches nachfüllen



VORTEILE

- Berührungslos, mit Infrarot-Bewegungssensor
- Kein Nachtropfen des Desinfektionsmittels nach Gebrauch
- Perfektes Sprühverhalten dank patentiertem Zerstäuber
- Mobiles Standgerät, flexibel platzierbar
- Einstellbare Sprühmenge des Desinfektionsmittels auf 0,8 ml oder 1,5 ml
- Fassungsvermögen Desinfektionsspender beträgt 600 ml
- Füllbehälter ist durch Schloss gesichert
- Einfaches Nachfüllen des Desinfektionsmittels
- Einfacher Batteriewechsel (4 x AA)
- Füllbehälter geeignet für alle gängigen, flüssigen Desinfektionsmittel
- LED-Licht bei Betrieb (blau/rot)





ANWENDUNGS- BEISPIELE





KONTAKT

Weitere Informationen finden Sie unter

www.aspilos.de

oder telefonisch unter

06227 789 39 12