

SARAYA Europe

Automatischer Spender / Manueller Spender

UD-1600 MD-1600



- Schnelle Verteilung und gute Empfindlichkeit des Sensors.
- No-Touch: Eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.
- Schnell und einfach dank unserer gebrauchsfertigen Nachfüllungen.
- Einfache Einstellung. Einstellbares Volumen von 0,8 bis 1,5 ml.



UD-1600

 Sensor	Wall LR14 x 4	Seife Schaum	Desinfektionsmittel Spray
--	------------------	-----------------	------------------------------

Artikelnummer 56211

B154mm x T100mm x H285mm

MD-1600

Wall Manuell	Seife Schaum	Desinfektionsmittel Spray
-----------------	-----------------	------------------------------

Artikelnummer 56194

B154mm x T100mm x H285mm

Mit den Spendern UD-1600 und MD-1600 können Sie das Risiko einer Kreuzkontamination schnell und effizient beseitigen:

- Großes Volumen von 1,2 L.
- Mit Seife oder Händedesinfektionsmittel verwenden.
- Gebrauchsfertiges Verbrauchsmaterial für einfachen und sauberen Austausch.
- Einfache Installation mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben.



Eigenschaften



	UD-1600	MD-1600
Artikelnummer	56211	56194
Energiequelle	Batterien Typ LR14 x 4	Manuell
Art des Spenders	Automatischer Spender (1 oder 2 Dosen)	Manueller Spender
Abmessungen	B154 x T100 x H285 mm	B152 x T100 x H293 mm
Kartoninhalt	Bedienungsanleitung, Schlüssel, doppelseitiges Klebeband, Schrauben, Batterien	Bedienungsanleitung, Schlüssel, doppelseitiges Klebeband
Zubehör (separat erhältlich)	Tropfschale / IS-9000 / IS-9000M	
Verbrauchsmaterial	Schaum / Spray	
Volumen	1.2L	
Volumen nach Verteilung	LED-Taste zur 2-Dosis-Anpassung (3 ml: gemäß EU-Tests)	



Sarasoft A/AG

- . Reine Seife
- . Geruchslos oder grüner-Apfel Duft
- . Basierend auf Kokosöl
- . Enthält Elemente, die Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgen
- . 1,2 l Kartusche



Sarasoft E/EF

- . Reine Seife
- . Ecocert
- . Pflanzliche Seife: 99% natürlich
- . Enthält Elemente, die Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgen
- . 1,2 l Kartusche



Alsoft VB

- . Hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel
- . Hervorragende bakterizide und schnelle viruzide Wirksamkeit.
- . -Phosphorsäure und 2 Arten von Alkohol
- . Wirksamkeit: Bakterizid, Mykobakterizid, Levizid, gegen Viren
- . Wirkstoffe: Ethanol <72% (w / w); Propan-1-ol <10% (Gew./Gew.)

Zubehör




Tropfschale für UD-9000 & MD-9000
Artikelnummer: 64278

Wenn Sie die Spender nicht an Ihren Wänden installieren möchten, können Sie einen unserer Ständer verwenden:

- . IS-9000 Artikelnummer 63273
- . IS-9000M Artikelnummer 77515

Ständer mit Monitor, mit dem Sie einen Film oder Fotos anzeigen können. Für diesen Artikel ist ein Netzteil nötig (Artikelnummer 47002).



IS-9000M + Tropfschale



Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam, um weitere Informationen zu unseren Produkten zu erhalten
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen
- Verwenden Sie die von Saraya empfohlenen Seifen und Desinfektionsmittel
- Anders Produkten können das Gerät beschädigen.

- Abhängig von der Qualität der Ausdrucke können die Produkte anders aussehen als in dieser Broschüre angegeben.
- Die technischen Daten des Geräts können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.