



Seit Jahren beweisen die Spender mit austauschbarer Edelstahl-Pumpe beim Einsatz im Gesundheitswesen ihre ideale Funktionalität. Sie haben sich im Untersuchungs- und Behandlungsraum, im OP-Bereich und im Labor bewährt.

Wir haben für diese Spender auch Kunststoff-Pumpen (Polypropylen, mit Edelstahl-Feder und -Kugel) entwickelt. Sie können ebenfalls nach dem Hochschieben der Auslaufblende herausgezogen werden, ohne den Spender von der Wand zu nehmen (s. 2. Abb.).

Diese Pumpen sind einsetzbar als Einwegpumpen (erspart die Aufbereitungskosten) oder – je nach hygienischen Ansprüchen – für eine längere Gebrauchsdauer.

Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es keine unzugänglichen Stellen gibt. Durch die einfache Abnehmbarkeit vom Edelstahl-Wandhalter wird die Reinigung des Spenders leicht gemacht.

- ➔ 500-ml-Spender
- ➔ mit langem Bedienungshebel, geeignet für Hand- und Ellbogenbedienung
- ➔ Gehäuse und Wandhalter aus gebürstetem Edelstahl
- ➔ frei befüllbar mit alkoholischen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifen, Wasch- und Pflegelotionen
- ➔ nach vorne herausnehmbare Kunststoff-Pumpe mit Dosierbegrenzer
- ➔ mit Clips „Seife“ und „Desinfektion“ zur Kennzeichnung der Befüllung
- ➔ Verschlussblende mit Schloss und Schlüssel



Ausschreibungstext


Seifen- und Desinfektionsmittelspender, 500 ml, langer Edelstahl-Bedienungshebel, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, vom Wandhalter abnehmbar, sterilisierbar, nach vorne herausnehmbare Kunststoff-Dosierpumpe, Wandhalter aus Edelstahl, Verschlussblende mit Schloss und Schlüssel, 2 Clips („Seife“, „Desinfektion“) und Befestigungssatz

Maße: B 82 x H 299 x T 222 mm

Fabrikat: **gelzenritter®**

Modell: **UNI-PRO 05K LEVE**

Art.-Nr.: 21026



gelzenleuchter GmbH

Zeppelinstraße 2 · D-47638 Straelen

Tel.: +49 2834 980060 eMail: info@gelzenritter.de

Fax: +49 2834 980069 [http:// www.gelzenritter.de](http://www.gelzenritter.de)