



Seit Jahren beweisen die Spender mit austauschbarer Edelstahl-Pumpe beim Einsatz im Gesundheitswesen ihre ideale Funktionalität. Sie haben sich im Untersuchungs- und Behandlungsraum, im OP-Bereich und im Labor bewährt.

Wir haben für diese Spender auch Kunststoff-Pumpen (Polypropylen, mit Edelstahl-Feder und -Kugel) entwickelt. Sie können ebenfalls nach dem Hochschieben der Auslaufblende herausgezogen werden, ohne den Spender von der Wand zu nehmen (s. 2. Abb.).

Diese Pumpen sind einsetzbar als Einwegpumpen (erspart die Aufbereitungskosten) oder – je nach hygienischen Ansprüchen – für eine längere Gebrauchsdauer.

Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es keine unzugänglichen Stellen gibt. Durch die einfache Abnehmbarkeit vom Wandhalter wird die Reinigung des Spenders leicht gemacht.

- ➔ 500-ml-Spender
- ➔ mit extra langem Bedienungshebel, geeignet für Hand- und Ellbogenbedienung
- ➔ Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium
- ➔ frei befüllbar mit alkoholischen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifen, Wasch- und Pflegelotionen
- ➔ nach vorne herausnehmbare Kunststoff-Pumpe mit Dosierbegrenzer
- ➔ mit Clips „Seife“ und „Desinfektion“ zur Kennzeichnung der Befüllung
- ➔ Verschlussblende mit Schloss und Schlüssel

## Ausschreibungstext


Seifen- und Desinfektionsmittelspender, 500 ml, extra langer Edelstahl-Bedienungshebel, Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium, vom Wandhalter abnehmbar, sterilisierbar, nach vorne herausnehmbare Kunststoff-Dosierpumpe, Wandhalter aus unzerbrechlichem Kunststoff, Verschlussblende mit Schloss und Schlüssel, 2 Clips („Seife“, „Desinfektion“) und Befestigungssatz

Maße: B 82 x H 299 x T 327 mm

Fabrikat: **gelzenritter®**

Modell: **UNI-PRO 05K XLV**

Art.-Nr.: 21028



**gelzenleuchter GmbH**

Zeppelinstraße 2 · D-47638 Straelen

Tel.: +49 2834 980060      eMail: [info@gelzenritter.de](mailto:info@gelzenritter.de)

Fax: +49 2834 980069      [http:// www.gelzenritter.de](http://www.gelzenritter.de)