



Milchaufschäumer Reiniger

Anwendungsgebiete:

Milchaufschäumer Reiniger entfernt rückstandsfrei Milchstein und andere Verunreinigungen. Zuverlässig gegen unangenehme Gerüche. Kraftvoll gegen hartnäckige Ablagerungen. Wirkt desinfizierend und ist geprüft gemäß DIN EN 1276.

pH-Wert s n a

Produkteigenschaften:

- einfache Dosierung
- entfernt Milchstein, leichte Fettablagerungen und andere Verunreinigungen
- desinfizierend gemäß EN 1276 wirksam gegen Salmonellen
- gegen unangenehme Gerüche
- in allen gängigen Maschinen anwendbar
- einfache und sparsame Dosierung durch die Dosierkammerflasche
- keine Überdosierung

Anwendung:

Je nach Verunreinigung 50ml auf 1l Wasser dosieren und mischen. Anschließend den Milchaufschäumer (Gerät und Anbauteile) nach der Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen. Für eine desinfizierende Wirkung 5 Min. Einwirkzeit. Vor erneuter Inbetriebnahme Milchaufschäumer mind. 3 x mit klarem Wasser in Trinkwasserqualität durchspülen. Je nach Nutzungsintensität der Maschine empfehlen wir eine tägliche Reinigung. Geeignet für eine Wechselreinigung (sauer/alkalisch) in Kombination mit dem Dr. Becher Sahne- und Eismaschinendesinfektionsreiniger SE3000.

Hinweis:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
BAuA: Reg. Nr. N-112244

Artikel:

	Inhalt	1 l
	EAN VKE	4000602006918
	Artikelnr.	1691000
	Gewicht VKE	1,1 kg
	Palette VKE	352

Verpackung:

	Inhalt	8
	EAN VSE	4000602096919
	Lagen / Palette	4
	Gewicht VSE	9,1 kg
	Palette VSE	44