


Peha[®]-instrument Scheren

Charakteristik

Chirurgische Einweg-Scheren aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert; die hohe Qualität, präzise Verarbeitung sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit griffbereit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz; eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten; erhältlich in verschiedenen Ausführungen, in praktischem Dispenser.

Anwendung

Zum sterilen Einmalgebrauch auf Station, in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Scheren; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitete Scheren.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Peha[®]-instrument Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade steril, einzeln verpackt	14,5 cm	25 Stück	991 081	2
Peha[®]-instrument Chirurgische Schere stumpf/stumpf gerade steril, einzeln verpackt	14,5 cm	25 Stück	991 082	2
Peha[®]-instrument Chirurgische Schere spitz/spitz gerade steril, einzeln verpackt	13 cm	25 Stück	991 083	2
Peha[®]-instrument Episiotomie Schere n. Braun-Stadler steril, einzeln verpackt	14,5 cm	20 Stück	991 080	2
Peha[®]-instrument Metzenbaum Schere gebogen steril, einzeln verpackt	14,5 cm	25 Stück	991 084	2
Peha[®]-instrument Micro-Federschere steril, einzeln verpackt	11 cm	15 Stück	991 085	2
Peha[®]-instrument Iris-Schere gebogen steril, einzeln verpackt	11,5 cm	25 Stück	991 087	2
Peha[®]-instrument Iris-Schere gerade steril, einzeln verpackt	11,5 cm	25 Stück	991 086	2





Peha®-instrument Klemmen

Charakteristik

Chirurgische Einweg-Klemmen aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert; die hohe Qualität, präzise Verarbeitung sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit griffbereit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz; eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten; erhältlich in verschiedenen Ausführungen, in praktischem Dispenser.

Anwendung

Zum sterilen Einmalgebrauch auf Station, in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Klemmen; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitete Klemmen.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Peha®-instrument Kocher Klemme chirurgisch gerade steril, einzeln verpackt				
14 cm	25 Stück	991 042		2
Peha®-instrument Pean Klemme anatomisch gerade steril, einzeln verpackt				
14 cm	25 Stück	991 040		2
Peha®-instrument Micro-Mosquitoklemme chirurgisch gerade steril, einzeln verpackt				
12,5 cm	25 Stück	991 043		2
Peha®-instrument Micro-Mosquitoklemme anatomisch gerade steril, einzeln verpackt				
12,5 cm	25 Stück	991 044		2
Peha®-instrument Mosquitoklemme n. Halsted anatomisch gebogen steril, einzeln verpackt				
12,5 cm	25 Stück	991 041		2
Peha®-instrument Schlauchklemme glatt steril, einzeln verpackt				
16 cm	15 Stück	991 047		2
Peha®-instrument Kornzange steril, einzeln verpackt				
16 cm	20 Stück	991 046		2


Peha[®]-instrument Nadelhalter

Charakteristik

Chirurgische Einweg-Nadelhalter aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert; die hohe Qualität, präzise Verarbeitung sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit griffbereit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz; eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten; erhältlich in verschiedenen Ausführungen, in praktischem Dispenser.

Anwendung

Zum sterilen Einmalgebrauch in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Nadelhaltern; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitete Nadelhalter.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Ein- Packungen
Peha[®]-instrument Mayo-Hegar Nadelhalter steril, einzeln verpackt				
12 cm	25 Stück	991 031		2
14 cm	25 Stück	991 030		2
Peha[®]-instrument Micro-Nadelhalter ohne Arretierung steril, einzeln verpackt				
16 cm	15 Stück	991 033		2

Peha®-instrument Ergänzungsprodukte

Charakteristik

Chirurgische Einweg-Instrumente wie Wundhaken, Scharfe Löffel, Küretten und Knopfkanülen aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert; die hohe Qualität, präzise Verarbeitung sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit griffbereit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz; eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten; in praktischem Dispenser.

Anwendung

Zum sterilen Einmalgebrauch in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Instrumenten; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitetes chirurgisches Besteck.

Peha®-instrument Wundhaken Kombination

Wirtschaftlicher 2in1 Wundhaken – Langenbeck + scharfe Zähne – für das professionelle Aufhalten von Wunden.

Peha®-instrument Scharfe Löffel Kombination


Durch die Einmalverwendung ist eine Beeinträchtigung der Schärfe des Löffels vollkommen ausgeschlossen und dadurch immer ein äußerst präzises und effektives Arbeiten garantiert.

Peha®-instrument Kürette nach Fox

Der einmalige Gebrauch der Kürette, z. B. zum Anfrischen von Wunden oder Abtragen von Knochenhaut, garantiert ein Maximum an Funktionalität und Sicherheit.

Peha®-instrument Knopfkanüle

Zur topischen Wundspülung; 80 mm langer Kanal mit Außendurchmesser 1,2 mm und Luer-Lock Anschluss von 15 mm.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Peha®-instrument Wundhaken Kombination steril, einzeln verpackt				
16 cm	15 Stück	991 012		2
Peha®-instrument Scharfe Löffel Kombination steril, einzeln verpackt				
16,5 cm	25 Stück	991 010		2
Peha®-instrument Kürette nach Fox steril, einzeln verpackt				
14,5 cm	25 Stück	991 013		2
Peha®-instrument Knopfkanüle steril, einzeln verpackt				
9,5 cm	50 Stück	991 011		2